

BETJENINGSVEJLEDNING

Wassermann

Vibratorer KV16 / KV26 / KV36

Mini vibrator KV16

Vibrationsbord..... 130 x 130 mm
 Bredde..... 145 mm
 Dybde..... 130 mm
 Højde 140 mm
 Vægt..... 4,8 kg
 Effekt 70 watt - 0,3 Amp.
 Vibrationshastighed 3000/6000 vibra./min.

Høj egenvægt.
 Maskinen er stabil p.g.a. indskruede
 udskiftelige sugekoppefødder.

Ny vibrator KV26

Vibrationsbord..... 210 x 130 mm
 Bredde..... 225 mm
 Dybde..... 130 mm
 Højde 135 mm
 vægt..... 5,1 kg
 Effekt 70 Watt - 0,3 Amp.
 Vibrationshastighed 3000/6000 vibra./min.

Maskinen er stabil p.g.a. indskruede
 udskiftelige sugekoppefødder.

Middel vibrator KV36

Vibrationsbord..... 295 x 205 mm
 Bredde..... 310 mm
 Dybde..... 205 mm
 Højde 170 mm
 vægt..... 10,8 kg
 Effekt 130 Watt - 0,6 Amp.
 Vibrationshastighed 3000/6000 vibra./min.

Variabel vibrationsintensitet. Absolut stabil
 p.g.a. den høje egenvægt. Medvibrerende
 bøjle anvendes til udstøbning af aftryk.
 Valgbar hastighed i området 0-3000 vibra./
 min. eller 3000-6000 vibra./min. direkte ved
 forvalgt vibrationsintensitet