

Protesetænder - Indhold:

F

Farveskalaer.....	83
Fortænder Artegral® Life	82
Fortænder MFT®	81
Fortænder Physiodens®	79
Fortænder VITAPAN®	80
Fortænder VITAPAN EXCELL®	82

M

Merz Artegral® Life	82
---------------------------	----

P

Protesetænder	79
---------------------	----

V

VITA MFT®	81
VITAPAN®	80
VITAPAN EXCELL®	82
VITA Physiodens®	79
VITA VIONIC bond	79
VITA VIONIC VIGO®	79

Protesetænder

VITA Protasetænder

VITA VIONIC VIGO® Protasetænder

Ny generation af tænder med et tanddesign perfektioneret til digital fremstilling af tandproteser.



VITA VIONIC bond
VA8179



Kan bondes præcist og pålideligt i protesebasen uden bearbejdning. Til digital fremstilling af helproteser med alle gængse åbne CAM- og 3D-printsystemer.

VITA VIONIC VIGO® føres i farverne 0M1- A1- A2- A3- A3,5- B3- D3

- 8 overkæbe og 4 underkæbe fronter
- 4 overkæbe og 4 underkæbe kindtænder

VITA Physiodens® Protasetænder

VITA Physiodens® fortænder

Egenskaber

- Naturligt udseende
- Udtalt labial krumning
- Udtalt lingual udformning
- Karakteristisk morfologisk overflade
- Naturlig lagdeling
- Unik naturlig indfarvning med et virkningsfuldt spil af lyset

Effekter


- Enestående æstetik
- Overfladestruktur svarende til naturlige tænder

Fordele

- Ideel til brug ved 1. klasses protetik



Naturligt smukke



VITA Physiodens® Kindtænder

1. klasses protesetænder med fysiologisk naturlige okklusalflder.

Specielt udviklet til opstilling efter det neuromuskulære princip.



Føres i VITA Classical farver og kan hjemtages i VITA 3D Master farver (leveringstid 8-10 arbejdsdage).

3614 0000

VITAPAN® Protesetænder



VITAPAN® fortænder

Egenskaber

- Tiltalende udseende
- Moderat labial krumning
- Moderat lingual udformning
- Harmonisk balanceret overfladestruktur
- 3-lags-tand
- Harmonisk indfarvning med naturtro lysreflektion

Effekter

- Tiltalende æstetik
- Udmærket funktion

Fordele

- Ideel til brug ved individuel højstandard protetik



VITAPAN® CUSPIFORM kindtænder

Delvis anatomiske okklusalflater til restaurering med reduceret plads.

Udviklet til opstilling efter det mekaniske princip.



VITAPAN® SYNOFORM kindtænder

Fremstilles kun i VITA Classical farver

Slidte occlusalflater udviklet til ældretandplejen - og til brug ved slidte tandsæt.



VITA MFT® tænder



Den naturlige anatomi på VITA MFT® fortænder med approximal kontakt i den incisale tredjedel er trukket let lingualt, hvilket muliggør en problemfri og organisk justering af tænderne.

Den anatomisk korrekte labial kurve fører til en fysiologisk perfekt opsætning af tænderne, hvor en diskret udvidet tandhals understøtter et aldersbestemt papilladesign.



VITA MFT® - Front- og kindtænder

Hele spektret af indikationer i en produktlinje. En reduceret og harmonisk række farver / former sikrer øget effektivitet.

Den multifunktionelle VITA MFT®-tand er velegnet til:

- Helproteser
- Implantatproteser
- Attachmentproteser
- Partielle proteser
- Midlertidige løsninger



VITA MFT® farvespektrum

VITA classical A1-D4	A1	~A2	A3	~A3,5	~A4	~B1	~B2	~B3	~B4	~C2	C3	~C4	D3	~D4
VITA SYSTEM 3-D-MASTER	2M1	2M2	3M2	3R2,5	4M2	1M1	2L1,5	3L2,5	3M3	3L1,5	4L1,5	5M1	-	3L1,5



Se formkort på www.dkdenaldepot.dk

VITAPAN EXCELL® tænder



Naturligt udformede fronttænder fremstillet af MRP-komposit (Micro-filler-Reinforced Polymer matrix).

- karakteristiske incisale egenskaber for særlig vitalitet
- brede randcristaer til ideel interdental mellemrum / udformning af papilla
- naturlig incisal translucens for god lystransmission
- overfladestruktur til naturlig diffusion og refleksion af lys
- integreret mameloner / opalicens for naturlig skyggeeffekt
- den 3D-lagdelte struktur giver en naturlig skygge gradient

Ideel proteseløsning til:

- hel- og partielle proteser
- implantatunderstøttede proteser

VITA EXCELL® lagerføres i
15 VITA Classical A - D farver (B1 undtaget)

Leveres i


- 17 overkæbefront former
- 5 underkæbefront former

VITAPAN® Lingoform kindtand kan leveres på bestilling.

Merz Artegral® Life tænder



Copyright © Merz Dental *



Artegral®-Life er designet med en overfladestruktur, en naturlig opalescens og fluorescens, der giver tanden det æstetiske og naturlige udseende, selv under forskellige lysforhold. Incisal translucens og mameloner øger dybden i fronttanden. Fronttændernes incisale translucens er et udtryk for unge vitale tænder, som hurtigt og let kan tilpasses alder ved individuel karakterisering.

I kindtænderne giver den ekstra forstærkede emalje et 3D-effekt med en okklusal dybdeeffekt og fungerer også som et slidlag for varig æstetik.

Merz Artegral® Life lagerføres i
16 VITA classical A - D farver

* Alle billeder af Merz produkter er underlagt copyright bestemmelser.

www.dkdentaldapot.dk

Farveskalaer

VITA Classical farveskala
VITA Toothguide 3D-Master
VITA Linearguide 3D Master
VITA Bleachedguide 3D Master



Best. nr.

VA1959
VA7614
VA8776
VA6656

Farveskema

VITA Toothguide 3D-Master	VITA Classical
1M1	~ B1
2L1,5	~ B2
2M1	~ A1
2M2	~ A2
3L1,5	~ C2 / ~ D4
3L2,5	~ B3
3M1	~ C1 / ~ D2
3M2	~ A3 / ~ D3
3M3	~ B4
3R2,5	~ A3,5
4L1,5	~ C3
4M2	~ A4
5M1	~ C4

3614 0000

Levering

Hvis du ringer inden kl. 14.30, afsendes din bestilling samme dag. Levering 1-2 dage.

Ring til Janie i tandafdelingen direkte på tlf. 3614 0010



Kvantumsrabatter

Ved køb af:	15 brikker	5 %
	75 brikker	10 %
	150 brikker	15 %



Få lettere overblik med et levende formkort

Ring for tilbud: 3614 0010