

Stål og forbrugsmaterialer - Indhold:

A		
Aktivator til bøjler.....	162	
B		
BEGO Durol	160	
BEGO indstøbningsmasse.....	160	
BEGO kobolt-krom	159	
Begosol	160	
BEGO Wiolyt.....	160	
BEGO Wirosil.....	160	
Bonyhard.....	161, 162	
Boomerang.....	162	
C		
Castogel.....	160	
D		
Durol E	160	
Dynex skæreskive	159	
F		
Flussmiddel.....	159	
Forberedelsesvoks	161	
Forberedelsesvoks selvklæbende....	162	
Forgyldervæske	163	
G		
Ganepladevoks	161, 162	
Gel til duplikeringsmasse	160	
I		
Indstøbningsmasse.....	160	
L		
Loddebeskyttelses pasta.....	159	
Loddepasta	159	
M		
Metallex varmestop	159	
Minoxid	159	
Molarklammer	161, 162	
N		
Net skæreskive	159	
NOVA-Loy stål	158	
P		
Polérere til stål.....	159	
Polérpasta	159	
R		
Ringklammer	162	
Ringklammer buet.....	161	
S		
Sebond	163	
Skæreskiver til støbte stel.....	159	
Slaglod til krom-kobolt.....	158, 159	
Stålgulds slaglod	158	
Stål og forbrugsartikler.....	158	
V		
Varmestop	159	
Voksprofiler	161	
Voksprofiler selvklæbende	162	
Vokstråd	161	
W		
Wiolyt.....	160	
Wironium ekstra hård	158	
Wiropaint plus	160	
Wirosil silikone	160	
Wirovest.....	160	


Stål

NOVA-Loy

NOVA legering til støbte stel

- Kan smeltes med flamme- og højfrekvens centrifugalstøbeapparater eller vacuum-tryk systemer
- Kan lasersvejses
- Er meget korrosionsbestandigt
- Anvendes udelukkende med keramiske digler


NOVA-Loy ekstra hård 1 kg NV1218

NOVA legering til støbte stel						
						
Indhold i %						
Co	Cr	Mo	Mn	Si	C	
62,0	30,0	5,5	0,6	1,0	0,6	

Produktfakta	NOVA-Loy	
Vægtfylde	8,3 g/cm ³	
Hårdhed (HV)	< 400	
0,2% Strækgrænse	620 MPa	
Brudforlængelse	6%	
Smelteinterval	Solidus	Likvidus
	1250°C	1260°C
Forvarmetemperatur	930°C - 950°C	
Støbetemperatur	1360°C	
Smeltedigel	Keramik	
Indstøbningsmasse	Fosfatbunden	

Wironium ekstra hård

Wironium ekstra hård 1 kg BE1102

BEGO legering til støbte stel							
							
Indhold i %							
Co	Cr	Mo	Mn	Si	C	N	
61,0	30,0	5,0	2,0	1,0	< 1,0	< 1,0	

Produktfakta	Wironium x-hård	
Vægtfylde	8,2 g/cm ³	
Hårdhed HV:	345	
0,2% Strækgrænse	735 MPa	
Brudforlængelse	1035 MPa	
Smelteinterval	Solidus	Likvidus
	1360°C	1395°C
Forvarmetemperatur	950-1050°C	
Støbetemperatur	1450°C	
Smeltedigel	Keramik	
Indstøbningsmasse	Fosfatbunden	

Stål-gulds slaglod

DWL 801 slaglod

- Til lodning af guld-stål eller stål-stål



rulle á 4 g

17050120

Slaglod til krom-kobolt

P.D. slaglod sølvfarvet

- Ej mundbestandigt



12 stænger

DE2137

Reparationsslaglod / Flussmiddel

BEGO krom-kobolt slaglod

- Til lodning af ædelmetalfrie legeringer
- Smelteinterval 1100°C - 1150°C



BEGO slaglod CR/CO

52520

5 g

Minoxid - Flussmiddel til lodning af ædelmetal og uædle legeringer

52531

80 g

Best. nr.

BE1235

BE2614

Loddepasta

Heraeus loddepasta S.L.P. 99 special

- Pasta-flux for lodning stål/stål og stål/guld



HE1519

Loddebeskyttelses pasta

- Beskytter akryl under lodning
- Fjernes problemløst efter lodning



Varmestop Metallex

235 ml

DE3398

Pudsemidler

Universal polérpasta til ædle og uædle metaller samt akryl

Profi-dent polérpasta t/højglans



100 g

PR1716

Skæreskiver og polérere til støbte stel



57-0740



57-2526



DE3096



PR8305



PR8403



PR8402



PR8104

Dyrex

t/stål

40 x 0,7 mm

20 stk.

57-0740

Dyrex

alt-i-én

26 x 0,25 mm

20 stk.

57-2526

Net skæreskive

t/stål

Ø 37 mm

1 stk.

DE3096

Gummipoints CCTop

grov brun

100 stk.

PR8305

Gummipoints Steelmaster NTI

flexibel grøn

100 stk.

PR8403

Gummiskiver Steelmaster NTI

flexibel grøn

22 mm

100 stk.

PR8402

Gummiskiver Steelmaster NTI

flexibel sort

22 mm

100 stk.

PR8104

BEGO**Indstøbningsmasse til stål**

Wirovest indstøbningsmasse
• Fosfatbunden stålindstøbningsmasse



18 kg (45 x 400 g)

Best. nr.

BE1123

Begosol
• Væske til indstøbningsmasse



5000 ml

BE1011

Wiropaint plus
• Finindstøbningsmasse



200 ml

BE1186

Castogel

Castogel
• Duplikeringsmasse
• Grøn
• Arbejdstemperatur 38 - 45°C
• Også velegnet til akryl flydeteknik



6 kg

BE1018

Silikone-duplikeringsmasse

Wirosil silikone
Wirosil to-komponent silikone-duplikeringsystem
• Høj dimensionsstabilitet sikrer nøjagtig genskabelse af mastermodellen.
• Specielt udviklet til fræse-, teleskop- eller attachmentarbejde.
• Wirosil genskaber detaljer med imponerende nøjagtighed.



2 x 1 kg



BE1284

Tilbehør til stål

BEGO DuroI
Anvendes til hærkning af duplikatmodeller



DuroI
DuroI E, lugtfri, økologisk
Wirolyt



BEGO Wirolyt væske
Anvendes til elektrolytisk glansapparat

1000 ml
1000 ml
1000 ml

BE1158
BE2677
BE1067

BEGO**Vokstråd Grøn**

Vokstråd	40261	Ø 0,8 mm
Vokstråd	40263	Ø 1,0 mm
Vokstråd	40085	Ø 2,5 mm
Vokstråd	40086	Ø 3,0 mm
Vokstråd	40087	Ø 3,5 mm
Vokstråd	40088	Ø 4,0 mm
Vokstråd	40089	Ø 5,0 mm



Best. nr.

BE1563
BE1654
BE1423
BE1311
BE1318
BE1325
BE1332

Forberedelsesvoks

Forberedelsesvoks	40036	175 x 80 x 0,5 mm	rosa
Forberedelsesvoks	40037	175 x 80 x 0,6 mm	rosa
Forberedelsesvoks	40038	175 x 80 x 0,7 mm	rosa



BE1430
BE1437
BE1381

Ganepladevoks


Pladevoks, fin




Pladevoks, grov

Ganepladevoks 40230	0,50 mm	RU	fin	15 plader
Ganepladevoks 40170	0,40 mm	RU	grov	15 plader
Ganepladevoks 40180	0,50 mm	RU	grov	15 plader

BE1521
BE1346
BE1353

Voksprofiler

Ringklammer, buet



Molar klammer



Bonyhard, lille

Voksprofiler	ringklammer buet	40023	10 ark
Voksprofiler	molarklammer	40022	10 ark
Voksprofiler	bonyhard	40024	10 ark

BE1339
BE1151
BE1640

Renfert

GEO Forberedelsesvoks
Selvklæbende

Forberedelsesvoks	445 3005
Forberedelsesvoks	445 3006

100 x 100 x 0,5 mm beige
100 x 100 x 0,6 mm beige

Best. nr.

RE1461
RE1468

GEO Ganepladevoks



Pladevoks, fin




Pladevoks, grov


Ganepladevoks	641 3050	0,50 mm	RU	fin	15 plader
Ganepladevoks	643 3040	0,40 mm	RU	grov	15 plader
Ganepladevoks	643 3050	0,50 mm	RU	grov	15 plader

RE1475
RE1482
RE1489

GEO Voksprofiler selvklæbende



Ringklammer, lige



Ringklammer, buet



Molar klammer



Bonyhard, lille

Voksprofiler	ringklammer lige	638 3004	10 ark
Voksprofiler	ringklammer buet	638 3005	10 ark
Voksprofiler	molarklammer	638 3003	10 ark
Voksprofiler	bonyhard	638 3010	10 ark

RE1496
RE1503
RE1510
RE1517

Aktivator til bøjler

Boomerang



1 stk.

1093-00

SCHÜTZ

SEBOND PINK

Sebond Pink
Sebond Pinklys
mørk5 g
5 gDE6336
DE6343

Opak og metalbonder i ét til dækning af retentionsnet på partielle proteser.
Indikationer: Til dækning af sadler og retention

Fordele:

Opak og bonder alt i én.
Fremragende opacitet og høj bondingstyrke.
Undgår brug af ekstra metalbonder.
Fås i to nuancer (lys og mørk).



SEBOND DENTIN

Sebond Dentin
Sebond Dentin
Sebond Dentin
Sebond Dentin
Sebond DentinA3
A4
B1
C3
D22 g
2 g
2 g
2 g
2 gDE6350
DE6357
DE6364
DE6371
DE6378

Den dentinfarvede bonder opak. Opak og bonder alt i én.
Indikationer: Til dækning af bøjler og retentionsstifter.

Fordele:

Opak og bonder alt i én.
Fremragende opacitet.
Tilpasser den opakke farve til akryltændernes farve.
Synlige bøjler "dækkes" med akryltændernes farve.
Undgår brug af ekstra metalbonder.



Forgyldningsvæske

Til penselforgyldning

Forgyldervæske SU Auro



20 ml

9353

Se resten af kapitlerne fra
Indkøbskataloget på

www.dkdenaldepot.dk/katalog