


**VITA**



**VITA PROSTHETIC SOLUTIONS**

## Mould Chart

Cartes de formes | Tarjeta de formas | Tabella forme

# 1. Select the appropriate tooth line

**F:** Choisissez la catégorie / gamme de dents adaptée **ES:** Seleccione la categoría/línea de dientes adecuada  
**I:** Scegliere la categoria/linea di denti ottimale

## Vivid play of shape and shade for natural results.

F: Un jeu de couleurs et de formes vivant pour des résultats naturels.

ES: Juego de formas y colores expresivo para obtener resultados naturales.

I: Vivace gioco di forme e colori per risultati naturali.

## Impressive variety of shades and moulds for all cases.

F: Diversité convaincante de couleurs et de formes pour tous les cas.

ES: Variedad de colores y formas convincentes para todos los casos.

I: Poliedricità di forme e colori per tutti i casi.

## Solid, standard dentures that are cost-efficient.

F: Prothèses amovibles standard solides et rentables.

ES: Prótesis estándar sólidas y rentables.

I: Solida protesi standard con un rapporto qualità-prezzo ottimale.

## Efficient CAD/CAM dentures for greater productivity.

F: Prothèses CFAO efficaces pour une plus grande productivité.



ES: Prótesis CAD/CAM eficiente para aumentar la productividad.

I: Efficiente protesi CAD/CAM per una maggiore produttività.



## > Recommended anterior / posterior combinations

**F:** Combinaisons antérieures / postérieures recommandées **ES:** Combinaciones de anteriores/posteriores recomendadas  
**I:** Combinazioni anteriori/posteriori raccomandate



➤ **Recommended indication(s)\*** **F:** Indication(s) conseillée(s)\* **ES:** Indicaciones recomendadas\* **I:** Indicazioni raccomandate\*

|  | PREMIUM           |                 | UNIVERSAL         |                  |          | BASIC            | DIGITAL           |                   |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Anterior</b><br>F: Antérieure<br>ES: Anteriores<br>I: Anteriori   | VITAPAN EXCELL    | VITA PHYSIODENS | VITAPAN           |                  |          | VITA MFT         | VITA VIONIC VIGO  | VITA VIONIC FRAME |
| <b>Posterior</b><br>F: Postérieure<br>ES: Posteriores<br>I: Posteriori   | VITAPAN LINGOFORM | VITA PHYSIODENS | VITAPAN CUSPIFORM | VITAPAN SYNOFORM | VITA MFT | VITA VIONIC VIGO | VITA VIONIC FRAME |                   |
| <b>Full dentures</b><br>F: Prothèses totales<br>ES: Prótesis completas<br>I: Protesi totale                                  | ●                 | ●               | ●                 | ●                | ●        | ●                | ●                 |                   |
| <b>Partial dentures</b><br>F: Prothèses partielles<br>ES: Prótesis parciales<br>I: Protesi parziale                          | ●                 | ●               | ●                 |                  | ●        |                  | ●                 |                   |
| <b>Hybrid dentures</b><br>F: Prothèses combinées<br>ES: Prótesis combinadas<br>I: Protesi combinata                          | ●                 | ○               | ●                 |                  | ○        |                  |                   |                   |
| <b>Implant-retained dentures</b><br>F: Prothèses implantoportées<br>ES: Prótesis implantosoportadas<br>I: Protesi implantare | ●                 | ○               | ○                 |                  | ○        |                  |                   |                   |
| <b>Geronto-prosthetics</b><br>F: Prothèses gérontologiques<br>ES: Prótesis gerontológica<br>I: Gerontoprotesi                |                   |                 |                   | ●                |          |                  |                   |                   |


● ○ **Recommended** **F:** Conseillée **ES:** Recomendadas **I:** Raccomandate

\* the entire spectrum of full/partial/combo and implant prostheses are typically possible **F:** toutefois l'ensemble des prothèses totales, partielles, combinées et implanto-portées est généralement possible  
**ES:** bien por regla general puede realizarse todo tipo de prótesis completas, parciales, combinadas e implantosoportadas **I:** realizzabile l'intera gamma di protesi totali, parziali, combinate e implantari!

|                |                   |                 |         |                   |                  |          |                  |                   |
|----------------|-------------------|-----------------|---------|-------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|
| VITAPAN EXCELL | VITAPAN LINGOFORM | VITA PHYSIODENS | VITAPAN | VITAPAN CUSPIFORM | VITAPAN SYNOFORM | VITA MFT | VITA VIONIC VIGO | VITA VIONIC FRAME |
|----------------|-------------------|-----------------|---------|-------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|



## 2. Select the appropriate mould group

F: Choisissez le groupe de formes adapté ES: Seleccione el grupo de formas adecuado I: Scegliere il gruppo di forme ottimale



## 3. Determine the appropriate tooth mould

F: Déterminez la forme de dent adaptée ES: Determine la forma dental adecuada I: Stabilire la forma del dente adatta



### Laugh line

Ligne du sourire | Línea de sonrisa | Línea del sorriso

### Cuspid line

Tracé des pointes canines | Línea de los caninos | Línea dei canini



## Measurement points: How tooth dimensions are determined.\*

F: Les points de mesure : voici comment les dimensions des dents sont déterminées.\* ES: Puntos de medición: así se determinan las dimensiones de los dientes \* I: Punti di misura: così si determinano le dimensioni del dente.\*

### > Anterior


Antérieure | Anteriores | Anteriori

#### Upper jaw and lower jaw

F: Maxillaire et mandibule

ES: Maxilar superior y maxilar inferior

I: Superiori e inferiori



#### Tooth neck not included in measurement

Collet non mesuré | No se ha incluido el cuello dental en la medición | Il colletto non rientra nella misurazione



VITAPAN EXCELL  
VITA PHYSIODENS  
VITAPAN  
VITA MFT  
VITA VIONIC FRAME

VITA VIONIC VIGO

### > Posterior


Postérieure | Posteriores | Posteriori

#### Upper jaw and lower jaw

F: Maxillaire et mandibule

ES: Maxilar superior y maxilar inferior

I: Superiori e inferiori



#### \* All values in mm. Maximum deviation of measurements of denture teeth +/- 5 % in accordance with DIN ISO 22112:2017

F: \* Toutes les données en mm. Écart maximal des mesures des dents en résine +/- 5 % selon DIN ISO 22112:2017








ES: \* Todos los datos en mm. Diferencia máxima de las dimensiones de los dientes de resina +/- 5 % según ISO 22112:2017

I: \* Tutte le indicazioni in mm. Deviazione massima delle misure di denti protesici +/- 5 % lt. DIN ISO 22112:2017





Upper Anteriors | Antérieures maxillaires | Anteriores superiores | Anteriori superiori




Ovoid  
Ovale  
Forma de pala  
Ovale



Triangular  
Triangulaire  
Triangular  
Triangolare






Rectangular  
Rectangulaire  
Rectangular  
Rettangolare











Square  
Carrée  
Cuadrado  
Quadrato



## Lower Anteriors | Antérieures mandibulaires | Anteriores inferiores | Anteriori inferiori











► **Note: For VITAPAN LINGOFORM moulds, please select the appropriate register**

F: Remarque: pour les formes VITAPAN LINGOFORM, veuillez sélectionner le registre adapté

ES: Nota: seleccione el registro adecuado para las formas VITAPAN LINGOFORM

I: Avvertenza: per le forme VITAPAN LINGOFORM selezionare l'apposito registro

|  |  |                    |                    |                    |                    |                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>VITAPAN EXCELL</b><br>Anterior<br>Antérieures<br>Anteriores<br>Anteriori        | <b>UJ / No.</b><br><br>mm | <b>041</b><br>41.3 | <b>043</b><br>43.1 | <b>045</b><br>45.1 | <b>047</b><br>47.3 | <b>048</b><br>48.1              | <b>049</b><br>49.1 | <b>051</b><br>51.4 | <b>T42</b><br>42.0 | <b>T44</b><br>44.1 | <b>T46</b><br>46.2 | <b>T47</b><br>46.9 | <b>T48</b><br>48.1 | <b>T50</b><br>50.0 | <b>T51</b><br>51.4 | <b>T54</b><br>54.4 |
|  | <b>LJ / No.</b><br><br>mm | <b>L33</b><br>33.2 | <b>L33</b><br>33.2 | <b>L35</b><br>35.3 | <b>L37</b><br>37.3 | <b>L37 / L37LC</b><br>37.3/37.4 | <b>L39</b><br>39.0 | <b>L41</b><br>41.2 | <b>L33</b><br>33.2 | <b>L33</b><br>33.2 | <b>L35</b><br>35.3 | <b>L37</b><br>37.3 | <b>L37</b><br>37.3 | <b>L39</b><br>39.0 | <b>L39</b><br>39.0 | <b>L41</b><br>41.2 |
| <b>VITAPAN LINGOFORM</b><br>Posterior<br>Postérieures<br>Posteriores<br>Posteriori | <b>UJ / No.</b><br><br>mm | <b>21L</b><br>30.1 | <b>21L</b><br>30.1 | <b>22L</b><br>31.6 | <b>22L</b><br>31.6 | <b>22L</b><br>31.6              | <b>23L</b><br>34.2 | <b>24L</b><br>35.8 | <b>21L</b><br>30.1 | <b>21L</b><br>30.1 | <b>22L</b><br>31.6 | <b>22L</b><br>31.6 | <b>22L</b><br>31.6 | <b>24L</b><br>35.8 | <b>23L</b><br>34.2 | <b>24L</b><br>35.8 |
|  | <b>LJ / No.</b><br><br>mm | <b>21L</b><br>30.7 | <b>21L</b><br>30.7 | <b>22L</b><br>32.1 | <b>22L</b><br>32.1 | <b>22L</b><br>32.1              | <b>23L</b><br>34.8 | <b>24L</b><br>36.4 | <b>21L</b><br>30.7 | <b>21L</b><br>30.7 | <b>22L</b><br>32.1 | <b>22L</b><br>32.1 | <b>22L</b><br>32.1 | <b>24L</b><br>36.4 | <b>23L</b><br>34.8 | <b>24L</b><br>36.4 |
| <b>VITAPAN EXCELL</b><br>Anterior<br>Antérieures<br>Anteriores<br>Anteriori        | <b>UJ / No.</b><br><br>mm | <b>R45</b><br>45.4 | <b>R47</b><br>47.0 | <b>R49</b><br>49.1 | <b>S46</b><br>46.3 | <b>S48</b><br>47.9              | <b>S52</b><br>52.1 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>LJ / No.</b><br><br>mm | <b>L35</b><br>35.3 | <b>L37</b><br>37.3 | <b>L39</b><br>39.0 | <b>L35</b><br>35.3 | <b>L37</b><br>37.3              | <b>L41</b><br>41.2 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>VITAPAN LINGOFORM</b><br>Posterior<br>Postérieures<br>Posteriores<br>Posteriori | <b>UJ / No.</b><br><br>mm | <b>22L</b><br>31.6 | <b>22L</b><br>31.6 | <b>23L</b><br>34.2 | <b>22L</b><br>31.6 | <b>22L</b><br>31.6              | <b>23L</b><br>34.2 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|  | <b>LJ / No.</b><br><br>mm | <b>22L</b><br>32.1 | <b>22L</b><br>32.1 | <b>23L</b><br>34.8 | <b>22L</b><br>32.1 | <b>22L</b><br>32.1              | <b>23L</b><br>34.8 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

The information contained in the combination table is only intended as a guide.

F: Les données fournies dans le tableau de correspondance ne sont données qu'à titre indicatif.

ES: Las informaciones recogidas en la tabla de combinaciones solo pueden verse como indicaciones aproximadas.

I: Le informazioni riportate nella tabella delle combinazioni sono da intendersi solamente come guida.

► **Note: For VITAPAN LINGOFORM moulds, please select the appropriate register**

F: Remarque: pour les formes VITAPAN LINGOFORM, veuillez sélectionner le registre adapté

ES: Nota: seleccione el registro adecuado para las formas VITAPAN LINGOFORM

I: Avvertenza: per le forme VITAPAN LINGOFORM selezionare l'apposito registro

Posterior | Postérieures | Posteriores | Posteriori





Upper Anteriors | Antérieures maxillaires | Anteriores superiores | Anteriori superiori




|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <p><b>01S*</b></p> <p>42.3</p> <p>7.6</p>  | <p><b>02L</b></p> <p>45.7</p> <p>8.4</p>  | <p><b>03M</b></p> <p>47.2</p> <p>8.6</p> | <p><b>04L</b></p> <p>49.2</p> <p>9.0</p> |
| <p><b>05L</b></p> <p>50.1</p> <p>9.1</p>   | <p><b>06L</b></p> <p>51.3</p> <p>9.7</p>  |  |  |
| <p><b>T6S**</b></p> <p>41.0</p> <p>7.4</p> | <p><b>T2S*</b></p> <p>44.9</p> <p>8.3</p> | <p><b>T1S</b></p> <p>45.3</p> <p>8.7</p> | <p><b>T3M</b></p> <p>45.6</p> <p>8.4</p> |
| <p><b>T4M*</b></p> <p>45.6</p> <p>8.8</p>  | <p><b>T5M</b></p> <p>46.2</p> <p>8.8</p>  | <p><b>T6L</b></p> <p>47.3</p> <p>8.9</p> | <p><b>T7M</b></p> <p>47.5</p> <p>8.8</p> |
| <p><b>T8L*</b></p> <p>49.0</p> <p>9.2</p>  | <p><b>T9L</b></p> <p>49.6</p> <p>9.4</p>  |  |  |

Ovoid  
Ovale  
Forma de pala  
Ovale



Triangular  
Triangulaire  
Triangular  
Triangolare











**Rectangular**  
Rectangulaire  
Rectangular  
Rettangolare



**Square**  
Carrée  
Cuadrado  
Quadrato



## Lower Anteriors | Antérieures mandibulaires | Anteriores inferiores | Anteriori inferiori



\* Bleached shade(s) 0M1 and 0M3 available exclusively for selected mould(s).

\*\* Mould(s) only available in VITA SYSTEM 3D-MASTER shade(s).

F: \* Couleurs éclaircies 0M1 et 0M3 disponibles exclusivement pour la ou les formes choisies.

\*\* Formes uniquement disponibles dans la ou les couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER.

ES: \* Los colores blanqueados 0M1 y 0M3 están disponibles exclusivamente para formas seleccionadas.

\*\* Forma(s) solo disponible(s) en los colores VITA SYSTEM 3D-MASTER

I: \* I colori Bleached 0M1 e 0M3 sono disponibili esclusivamente in forme selezionate.

\*\* Forme disponibili solo in colori VITA SYSTEM 3D-MASTER.

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM

VITA  
MFT

VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME

# VITA PHYSIODENS®

shades | couleurs | colores | colori:

28 x VITA SYSTEM 3D-MASTER® (0M1, 0M3, 1M1 – 5M3),

15 x VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4)

|  |   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| VITA<br>PHYSIODENS<br>Anterior<br>Antérieures<br>Anteriores<br>Anteriori     | UJ / No.<br><br>mm | <b>01S</b><br>42.3 | <b>02L</b><br>45.7 | <b>03M</b><br>47.2 | <b>04L</b><br>49.2 | <b>05L</b><br>50.1 | <b>06L</b><br>51.3 | <b>T6S</b><br>41.0 | <b>T2S</b><br>44.9 | <b>T1S</b><br>45.3 | <b>T3M</b><br>45.6 | <b>T4M</b><br>45.6 | <b>T5M</b><br>46.2 | <b>T6L</b><br>47.3 | <b>T7M</b><br>47.5 | <b>T8L</b><br>49.0 | <b>T9L</b><br>49.6 |
|  | LJ / No.<br><br>mm | <b>L1S</b><br>33.0 | <b>L2M</b><br>34.5 | <b>L3M</b><br>36.3 | <b>L6L</b><br>38.2 | <b>L6L</b><br>38.2 | <b>L8L</b><br>43.5 | <b>L1S</b><br>33.0 | <b>L2M</b><br>34.5 | <b>L1S</b><br>33.0 | <b>L3M</b><br>36.3 | <b>L4M</b><br>35.5 | <b>L3M</b><br>36.3 | <b>L5M</b><br>37.0 | <b>L7L</b><br>38.2 | <b>L5M</b><br>37.0 | <b>L6L</b><br>38.2 |
| VITA<br>PHYSIODENS<br>Posterior<br>Postérieures<br>Posteriores<br>Posteriori | UJ / No.<br><br>mm | <b>21E</b><br>30.5 | <b>22E</b><br>32.9 | <b>23E</b><br>33.5 | <b>24E</b><br>34.8 | <b>24E</b><br>34.8 | <b>25E</b><br>36.7 | <b>21E</b><br>30.5 | <b>21E</b><br>30.5 | <b>20E</b><br>29.4 | <b>22E</b><br>32.9 | <b>22E</b><br>32.9 | <b>23E</b><br>33.5 | <b>23E</b><br>33.5 | <b>23E</b><br>33.5 | <b>24E</b><br>34.8 | <b>25E</b><br>36.7 |
|  | LJ / No.<br><br>mm | <b>21E</b><br>32.7 | <b>22E</b><br>33.7 | <b>23E</b><br>34.6 | <b>24E</b><br>36.1 | <b>24E</b><br>36.1 | <b>25E</b><br>37.3 | <b>21E</b><br>32.7 | <b>21E</b><br>32.7 | <b>20E</b><br>31.0 | <b>22E</b><br>33.7 | <b>22E</b><br>33.7 | <b>23E</b><br>34.6 | <b>23E</b><br>34.6 | <b>23E</b><br>34.6 | <b>24E</b><br>36.1 | <b>25E</b><br>37.3 |

|  |   |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| VITA<br>PHYSIODENS<br>Anterior<br>Antérieures<br>Anteriores<br>Anteriori     | UJ / No.<br><br>mm | <b>X1M</b><br>46.3 | <b>X2L</b><br>46.2 | <b>X3L</b><br>47.8 | <b>Z1S</b><br>44.1 | <b>Z2S</b><br>47.5 |
|  | LJ / No.<br><br>mm | <b>L3M</b><br>36.3 | <b>L4M</b><br>35.5 | <b>L5M</b><br>37.0 | <b>L1S</b><br>33.0 | <b>L5M</b><br>37.0 |
| VITA<br>PHYSIODENS<br>Posterior<br>Postérieures<br>Posteriores<br>Posteriori | UJ / No.<br><br>mm | <b>23E</b><br>33.5 | <b>23E</b><br>33.5 | <b>24E</b><br>34.8 | <b>21E</b><br>30.5 | <b>22E</b><br>32.9 |
|  | LJ / No.<br><br>mm | <b>23E</b><br>34.6 | <b>23E</b><br>34.6 | <b>24E</b><br>36.1 | <b>21E</b><br>32.7 | <b>22E</b><br>33.7 |


The information contained in the combination table is only intended as a guide.

F: Les données fournies dans le tableau de correspondance ne sont données qu'à titre indicatif.

ES: Las informaciones recogidas en la tabla de combinaciones solo pueden verse como indicaciones aproximadas.

I: Le informazioni riportate nella tabella delle combinazioni sono da intendersi solamente come guida.

Posterior | Postérieures | Posteriores | Posteriori



\* Bleached shade 0M3 available exclusively for selected mould(s).

F: \* Couleur éclaircie 0M3 disponible exclusivement pour la ou les formes déterminées.


ES: \* El color blanqueado 0M3 está disponible exclusivamente para formas seleccionadas.

I: \* Il colore Bleached 0M3 è disponibile esclusivamente in forme selezionate




Upper Anteriors | Antérieures maxillaires | Anteriores superiores | Anteriori superiori

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <p><b>013</b></p> <p>41.7</p>  <p>7.9</p> <p>9.5</p>     | <p><b>025</b></p> <p>42.8</p>  <p>8.1</p> <p>9.9</p>     | <p><b>034</b></p> <p>43.3</p>  <p>8.0</p> <p>9.7</p>     | <p><b>035</b></p> <p>43.2</p>  <p>8.0</p> <p>9.8</p>     |
| <p><b>043</b></p> <p>43.6</p>  <p>8.2</p> <p>9.4</p>     | <p><b>086</b></p> <p>47.1</p>  <p>8.9</p> <p>9.9</p>     | <p><b>097</b></p> <p>49.2</p>  <p>9.0</p> <p>11.5</p>    | <p><b>098*</b></p> <p>48.1</p>  <p>9.0</p> <p>11.8</p>   |
| <p><b>099</b></p> <p>52.5</p>  <p>9.8</p> <p>12.5</p>    |  |   |   |
| <p><b>T36*</b></p> <p>43.7</p>  <p>8.1</p> <p>10.1</p> | <p><b>T53</b></p> <p>44.6</p>  <p>8.1</p> <p>9.2</p>   | <p><b>T56</b></p> <p>44.4</p>  <p>8.3</p> <p>10.0</p>  | <p><b>T66</b></p> <p>44.6</p>  <p>8.3</p> <p>10.2</p>  |
| <p><b>T67</b></p> <p>45.1</p>  <p>8.4</p> <p>10.0</p>  | <p><b>T76*</b></p> <p>45.9</p>  <p>8.2</p> <p>10.4</p> | <p><b>T77*</b></p> <p>46.2</p>  <p>8.5</p> <p>10.6</p> | <p><b>T88*</b></p> <p>47.1</p>  <p>8.7</p> <p>10.6</p> |







T98




T99




X13




X66




X77




X87




X96




X99




Z51




Z61




Z74



Z84



Z85



Z97



Rectangular  
Rectangulaire  
Rectangular  
Rettangolare



Square  
Carrée  
Cuadrado  
Quadrato

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM


VITA  
MFT

VITA VIONIC  
VIGO



VITA VIONIC  
FRAME

Lower Anteriors | Antérieures mandibulaires | Anteriores inferiores | Anteriori inferiori

Fully anatomical incisal edges  
 F: Bords incisifs entièrement formés  
 ES: Bordes incisales íntegros  
 I: Bordi incisali integralmente configurati



Abraded incisal edges  
 F: Bords incisifs abrasés  
 ES: Bordes incisales abrasionados  
 I: Bordi incisali abrasati















\* Bleached shade(s) 0M1 and 0M3 available exclusively for selected mould(s).

F: \*Couleurs éclaircies 0M1 et 0M3 disponibles exclusivement pour la ou les formes choisies.

ES: \*Los colores blanqueados 0M1 y 0M3 están disponibles exclusivamente para formas seleccionadas.

I: \*I colori Bleached 0M1 e 0M3 sono disponibili esclusivamente in forme selezionate.

|   |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>VITAPAN</b><br>Anterior<br>Antérieures<br>Anteriores<br>Anteriori                  | <b>UJ / No.</b><br><br>mm | <b>013</b><br>41.7 | <b>025</b><br>42.8 | <b>034</b><br>43.3 | <b>035</b><br>43.2 | <b>043</b><br>43.6 | <b>086</b><br>47.1 | <b>097</b><br>49.2 | <b>098</b><br>48.1 | <b>099</b><br>52.5 | <b>T36</b><br>43.7 | <b>T53</b><br>44.6 | <b>T56</b><br>44.4 | <b>T66</b><br>44.6 | <b>T67</b><br>45.1 | <b>T76</b><br>45.9 | <b>T77</b><br>46.2 | <b>T88</b><br>47.1 | <b>T98</b><br>50.5 | <b>T99</b><br>48.0 |
|   | <b>LJ / No.</b><br><br>mm | <b>L4</b><br>32.7  | <b>L3</b><br>33.4  | <b>L3</b><br>33.4  | <b>L3</b><br>33.4  | <b>L5</b><br>35.3  | <b>L11</b><br>36.9 | <b>L8</b><br>38.9  | <b>L13</b><br>37.0 | <b>L14</b><br>41.7 | <b>L4</b><br>32.7  | <b>L5</b><br>35.3  | <b>L5</b><br>35.3  | <b>L5</b><br>35.3  | <b>L4</b><br>32.7  | <b>L7</b><br>36.2  | <b>L11</b><br>36.9 | <b>L11</b><br>36.9 | <b>L15</b><br>38.0 | <b>L11</b><br>36.9 |
| <b>VITAPAN</b><br>CUSPIFORM<br>Posterior<br>Postérieures<br>Posteriores<br>Posteriori | <b>UJ / No.</b><br><br>mm | <b>40C</b><br>28.1 | <b>40C</b><br>28.1 | <b>41C</b><br>29.9 | <b>41C</b><br>29.9 | <b>41C</b><br>29.9 | <b>42C</b><br>31.7 | <b>44C</b><br>32.8 | <b>42C</b><br>31.7 | <b>45C</b><br>34.8 | <b>40C</b><br>28.1 | <b>41C</b><br>29.9 | <b>41C</b><br>29.9 | <b>42C</b><br>31.7 | <b>42C</b><br>31.7 | <b>42C</b><br>31.7 | <b>42C</b><br>31.7 | <b>44C</b><br>32.8 | <b>45C</b><br>34.8 | <b>44C</b><br>32.8 |
|   | <b>LJ / No.</b><br><br>mm | <b>40C</b><br>29.5 | <b>40C</b><br>29.5 | <b>41C</b><br>31.3 | <b>41C</b><br>31.3 | <b>41C</b><br>31.3 | <b>42C</b><br>33.4 | <b>44C</b><br>34.6 | <b>42C</b><br>33.4 | <b>45C</b><br>36.3 | <b>40C</b><br>29.5 | <b>41C</b><br>31.3 | <b>41C</b><br>31.3 | <b>42C</b><br>33.4 | <b>42C</b><br>33.4 | <b>42C</b><br>33.4 | <b>42C</b><br>33.4 | <b>44C</b><br>34.6 | <b>45C</b><br>36.3 | <b>44C</b><br>34.6 |
| <b>VITAPAN</b><br>SYNOFORM<br>Posterior<br>Postérieures<br>Posteriores<br>Posteriori  | <b>UJ / No.</b><br><br>mm | <b>10S</b><br>29.0 | <b>10S</b><br>29.0 | <b>11S</b><br>30.0 | <b>11S</b><br>30.0 | <b>11S</b><br>30.0 | <b>12S</b><br>31.3 | <b>14S</b><br>33.1 | <b>12S</b><br>31.3 | <b>14S</b><br>33.1 | <b>10S</b><br>29.0 | <b>11S</b><br>30.0 | <b>11S</b><br>30.0 | <b>12S</b><br>31.3 | <b>12S</b><br>31.3 | <b>12S</b><br>31.3 | <b>12S</b><br>31.3 | <b>14S</b><br>33.1 | <b>14S</b><br>33.1 | <b>14S</b><br>33.1 |
|   | <b>LJ / No.</b><br><br>mm | <b>10S</b><br>30.5 | <b>10S</b><br>30.5 | <b>11S</b><br>31.9 | <b>11S</b><br>31.9 | <b>11S</b><br>31.9 | <b>12S</b><br>32.7 | <b>14S</b><br>35.4 | <b>12S</b><br>32.7 | <b>14S</b><br>35.4 | <b>10S</b><br>30.5 | <b>11S</b><br>31.9 | <b>11S</b><br>31.9 | <b>12S</b><br>32.7 | <b>12S</b><br>32.7 | <b>12S</b><br>32.7 | <b>12S</b><br>32.7 | <b>14S</b><br>35.4 | <b>14S</b><br>35.4 | <b>14S</b><br>35.4 |

|   |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>VITAPAN</b><br>Anterior<br>Antérieures<br>Anteriores<br>Anteriori                  | <b>UJ / No.</b><br><br>mm   | <b>X13</b><br>41.5 | <b>X66</b><br>45.9 | <b>X77</b><br>47.0 | <b>X87</b><br>46.9 | <b>X96</b><br>50.0 | <b>X99</b><br>50.6 | <b>Z51</b><br>44.6 | <b>Z61</b><br>45.5 | <b>Z74</b><br>46.7 | <b>Z84</b><br>46.7 | <b>Z85</b><br>47.5 | <b>Z97</b><br>52.2 |
|   | <b>LJ / No.</b><br><br>mm   | <b>L4</b><br>32.7  | <b>L9</b><br>36.1  | <b>L11</b><br>36.9 | <b>L11</b><br>36.9 | <b>L10</b><br>39.0 | <b>L15</b><br>38.0 | <b>L3</b><br>33.4  | <b>L3</b><br>33.4  | <b>L9</b><br>36.1  | <b>L9</b><br>36.1  | <b>L13</b><br>37.0 | <b>L12</b><br>41.0 |
| <b>VITAPAN</b><br>CUSPIFORM<br>Posterior<br>Postérieures<br>Posteriores<br>Posteriori | <b>UJ / No.</b><br><br>mm | <b>41C</b><br>29.9 | <b>42C</b><br>31.7 | <b>42C</b><br>31.7 | <b>44C</b><br>32.8 | <b>44C</b><br>32.8 | <b>45C</b><br>34.8 | <b>43C</b><br>31.0 | <b>43C</b><br>31.0 | <b>42C</b><br>31.7 | <b>42C</b><br>31.7 | <b>44C</b><br>32.8 | <b>45C</b><br>34.8 |
|   | <b>LJ / No.</b><br><br>mm | <b>41C</b><br>31.3 | <b>42C</b><br>33.4 | <b>42C</b><br>33.4 | <b>44C</b><br>34.6 | <b>44C</b><br>34.6 | <b>45C</b><br>36.3 | <b>43C</b><br>32.3 | <b>43C</b><br>32.3 | <b>42C</b><br>33.4 | <b>42C</b><br>33.4 | <b>44C</b><br>34.6 | <b>45C</b><br>36.3 |
| <b>VITAPAN</b><br>SYNOFORM<br>Posterior<br>Postérieures<br>Posteriores<br>Posteriori  | <b>UJ / No.</b><br><br>mm | <b>11S</b><br>30.0 | <b>12S</b><br>31.3 | <b>12S</b><br>31.3 | <b>14S</b><br>33.1 | <b>14S</b><br>33.1 | <b>14S</b><br>33.1 | <b>13S</b><br>31.3 | <b>13S</b><br>31.3 | <b>12S</b><br>31.3 | <b>12S</b><br>31.3 | <b>14S</b><br>33.1 | <b>14S</b><br>33.1 |
|   | <b>LJ / No.</b><br><br>mm | <b>11S</b><br>31.9 | <b>12S</b><br>32.7 | <b>12S</b><br>32.7 | <b>14S</b><br>35.4 | <b>14S</b><br>35.4 | <b>14S</b><br>35.4 | <b>13S</b><br>33.9 | <b>13S</b><br>33.9 | <b>12S</b><br>32.7 | <b>12S</b><br>32.7 | <b>14S</b><br>35.4 | <b>14S</b><br>35.4 |


The information contained in the combination table is only intended as a guide.

F: Les données fournies dans le tableau de correspondance ne sont données qu'à titre indicatif.

ES: Las informaciones recogidas en la tabla de combinaciones solo pueden verse como indicaciones aproximadas.

I: Le informazioni riportate nella tabella delle combinazioni sono da intendersi solamente come guida.

Posterior | Postérieures | Posteriores | Posteriori




\* Bleached shade 0M3 available exclusively for selected mould(s).

F: \* Couleur éclaircie 0M3 disponible exclusivement pour la ou les formes déterminées.

ES: \* El color blanqueado 0M3 está disponible exclusivamente para formas seleccionadas.

I: \* Il colore Bleached 0M3 è disponibile esclusivamente in forme selezionate

Posterior | Postérieures | Posteriores| Posteriori





Upper Anteriors | Antérieures maxillaires | Anteriores superiores | Anteriori superiori

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|  <p><b>Ovoid</b><br/>Ovale<br/>Forma de pala<br/>Ovale</p>                    | <p><b>040</b></p> <p>40.0</p>  <p>7.5</p> <p>10.0</p>   | <p><b>044</b></p> <p>43.9</p>  <p>8.1</p> <p>10.2</p>   | <p><b>049</b></p> <p>49.2</p>  <p>9.0</p> <p>11.8</p> |  |
|  <p><b>Triangular</b><br/>Triangulaire<br/>Triangular<br/>Triangolare</p>     | <p><b>T41</b></p> <p>40.5</p>  <p>7.5</p> <p>9.4</p>    | <p><b>T43</b></p> <p>43.3</p>  <p>8.2</p> <p>10.3</p>   | <p><b>T46</b></p> <p>46.1</p>  <p>8.5</p> <p>10.2</p> | <p><b>T49</b></p> <p>48.8</p>  <p>9.0</p> <p>11.8</p> |
|  <p><b>Rectangular</b><br/>Rectangulaire<br/>Rectangular<br/>Rettangolare</p> | <p><b>R42</b></p> <p>42.1</p>  <p>7.9</p> <p>9.3</p>    | <p><b>R45</b></p> <p>44.5</p>  <p>8.2</p> <p>10.3</p>   | <p><b>R47</b></p> <p>46.6</p>  <p>8.5</p> <p>11.0</p> |  |
|  <p><b>Square</b><br/>Carrée<br/>Cuadrado<br/>Quadrato</p>                  | <p><b>S47</b></p> <p>46.8</p>  <p>8.9</p> <p>10.8</p> | <p><b>S50</b></p> <p>49.7</p>  <p>9.2</p> <p>12.0</p> |  |  |


\* The VITA MFT classical shades specified represent the closest possible approximation of VITA SYSTEM 3D-MASTER shades.

F: \* Les couleurs VITA MFT classical indiquées s'approchent au mieux des couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER.

ES: \* Los colores VITA MFT classical indicados constituyen la mejor aproximación posible a los colores VITA SYSTEM 3D-MASTER.

I: \* I colori VITA MFT classical indicati sono la migliore approssimazione ai colori VITA SYSTEM 3D-MASTER.

## Lower Anteriors | Antérieures mandibulaires | Anteriores inferiores | Anteriori inferiori



\* Long (O47 or L37 with longer tooth neck) F: Longue (O47 et L37 avec collet plus long) ES: Largo (O47 o L37 con cuello más largo) I: Lungo (O47 e L37 con colletto allungato)

|   |                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>VITA MFT</b><br>Anterior<br>Antérieures<br>Anteriores<br>Anteriori     | <b>UJ / No.</b><br>mm | <b>O40</b><br>40.0  | <b>O44</b><br>43.9  | <b>O49</b><br>49.2  | <b>T41</b><br>40.5  | <b>T43</b><br>43.3  | <b>T46</b><br>46.1  | <b>T49</b><br>48.8  | <b>R42</b><br>42.1  | <b>R45</b><br>44.5  | <b>R47</b><br>46.6  | <b>S47</b><br>46.8  | <b>S50</b><br>49.7  |
|   | <b>LJ / No.</b><br>mm | <b>L33</b><br>32.6  | <b>L34</b><br>34.0  | <b>L40</b><br>39.5  | <b>L33</b><br>32.6  | <b>L34</b><br>34.0  | <b>L37</b><br>36.8  | <b>L40</b><br>39.5  | <b>L34</b><br>34.0  | <b>L37</b><br>36.8  | <b>L37</b><br>36.8  | <b>L40</b><br>39.5  | <b>L40</b><br>39.5  |
| <b>VITA MFT</b><br>Posterior<br>Postérieures<br>Posteriores<br>Posteriori | <b>UJ / No.</b><br>mm | <b>PU29</b><br>28.8 | <b>PU29</b><br>28.8 | <b>PU33</b><br>33.0 | <b>PU29</b><br>28.8 | <b>PU31</b><br>30.6 | <b>PU31</b><br>30.6 | <b>PU33</b><br>33.0 | <b>PU29</b><br>28.8 | <b>PU31</b><br>30.6 | <b>PU33</b><br>33.0 | <b>PU33</b><br>33.0 | <b>PU33</b><br>33.0 |
|   | <b>LJ / No.</b><br>mm | <b>PL29</b><br>29.6 | <b>PL29</b><br>29.6 | <b>PL33</b><br>33.6 | <b>PL29</b><br>29.6 | <b>PL31</b><br>31.1 | <b>PL31</b><br>31.1 | <b>PL33</b><br>33.6 | <b>PL29</b><br>29.6 | <b>PL31</b><br>31.1 | <b>PL33</b><br>33.6 | <b>PL33</b><br>33.6 | <b>PL33</b><br>33.6 |


The information contained in the combination table is only intended as a guide.

F: Les données fournies dans le tableau de correspondance ne sont données qu'à titre indicatif.

ES: Las informaciones recogidas en la tabla de combinaciones solo pueden verse como indicaciones aproximadas.

I: Le informazioni riportate nella tabella delle combinazioni sono da intendersi solamente come guida.

Posterior | Postérieures | Posteriores | Posteriori



\* The VITA MFT classical shades specified represent the closest possible approximation of VITA SYSTEM 3D-MASTER shades.

F: \* Les couleurs VITA MFT classical indiquées s'approchent au mieux des couleurs VITA SYSTEM 3D-MASTER.

ES: \* Los colores VITA MFT classical indicados constituyen la mejor aproximación posible a los colores VITA SYSTEM 3D-MASTER.

I: \* I colori VITA MFT classical indicati sono la migliore approssimazione ai colori VITA SYSTEM 3D-MASTER.



VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM












VITA  
MFT

VITA VIONIC  
VIGO



VITA VIONIC  
FRAME



Upper Anteriors | Antérieures maxillaires | Anteriores superiores | Anteriori superiori

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  <p>Ovoid<br/>Ovale<br/>Forma de pala<br/>Ovale</p>                    | <p><b>043</b></p> <p>43.3</p>  <p>10.7</p> <p>7.9</p> | <p><b>045</b></p> <p>44.8</p>  <p>11.3</p> <p>8.3</p> |  |  |
|  <p>Triangular<br/>Triangulaire<br/>Triangular<br/>Triangolare</p>     | <p><b>T44</b></p> <p>44.0</p>  <p>11.7</p> <p>8.1</p> | <p><b>T46</b></p> <p>46.2</p>  <p>11.6</p> <p>8.2</p> | <p><b>T48</b></p> <p>48.3</p>  <p>12.5</p> <p>8.7</p> | <p><b>T50</b></p> <p>49.9</p>  <p>12.9</p> <p>9.2</p> |
|  <p>Rectangular<br/>Rectangulaire<br/>Rectangular<br/>Rettangolare</p> | <p><b>R47</b></p> <p>47.0</p>  <p>10.7</p> <p>8.6</p> | <p><b>R49</b></p> <p>49.0</p>  <p>12.1</p> <p>8.9</p> |  |  |

Lower Anteriors | Antérieures mandibulaires | Anteriores inferiores | Anteriori inferiori

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <p><b>L33</b></p> <p>33.2</p>  <p>8.9</p> <p>4.9</p> | <p><b>L35</b></p> <p>35.2</p>  <p>9.5</p> <p>5.2</p> | <p><b>L37</b></p> <p>37.2</p>  <p>10.0</p> <p>5.5</p> | <p><b>L39</b></p> <p>39.2</p>  <p>10.5</p> <p>5.8</p> |
|---|--|--|--|

▶ **Note: The VITA VIONIC VIGO prefabricated tooth is a specially developed product with a design perfected for digital production processes. The teeth are shortened in the cervical area and the contact surfaces to the denture base are preconditioned for bonding. As a result, the ready-to-use teeth that can be directly taken from the packaging and bonded into the cavities of the digitally fabricated denture base.**

**F:** Remarque : la dent préfabriquée VITA VIONIC VIGO est un produit qui a été spécialement conçu pour les processus de production numérique. Les dents sont raccourcies au niveau cervical et les surfaces de contact avec la base prothétique sont préconditionnées pour le collage. Les dents prêtes à l'emploi peuvent donc être collées directement depuis l'emballage dans les cavités de la base prothétique fabriquée numériquement.

**ES:** Nota: el diente VITA VIONIC VIGO preconfeccionado es un producto desarrollado especialmente para procesos de confección digitales. Los dientes están recortados por cervical y se han preacondicionado las superficies de contacto para facilitar la adhesión a la base de la prótesis. De esta manera se pueden adherir los dientes listos para usar, directamente del embalaje, a las cavidades de la base de la prótesis confeccionada digitalmente.

**I:** Avvertenza: VITA VIONIC VIGO sono denti protesici sviluppati specialmente per il processo di produzione digitale. La zona cervicale è accorciata e le superfici di contatto con la base protesica precondizionata per l'incollaggio. I denti pronti per l'uso possono essere prelevati direttamente dalla confezione e incollati nelle cavità della base protesica realizzata in modalità digitale.



Posterior | Postérieures | Posteriores | Posteriori



|   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>VITA VIONIC VIGO</b><br>Anterior<br>Antérieures<br>Anteriores<br>Anteriori     | <b>UJ / No.</b><br>mm | <b>R47</b><br>47.0 | <b>R49</b><br>49.0 | <b>O45</b><br>44.8 | <b>T50</b><br>49.9 | <b>T46</b><br>46.2 | <b>O43</b><br>43.3 | <b>T44</b><br>44.0 | <b>T48</b><br>48.3 |
|   | <b>LJ / No.</b><br>mm | <b>L37</b><br>37.2 | <b>L39</b><br>39.2 | <b>L35</b><br>35.2 | <b>L39</b><br>39.2 | <b>L37</b><br>37.2 | <b>L33</b><br>33.2 | <b>L33</b><br>33.2 | <b>L37</b><br>37.2 |
| <b>VITA VIONIC VIGO</b><br>Posterior<br>Postérieures<br>Posteriores<br>Posteriori | <b>UJ / No.</b><br>mm | <b>22L</b><br>31.8 | <b>23L</b><br>34.3 | <b>22L</b><br>31.8 | <b>24L</b><br>35.9 | <b>22L</b><br>31.8 | <b>21L</b><br>30.3 | <b>21L</b><br>30.3 | <b>22L</b><br>31.8 |
|   | <b>LJ / No.</b><br>mm | <b>22L</b><br>32.6 | <b>23L</b><br>35.0 | <b>22L</b><br>32.6 | <b>24L</b><br>36.9 | <b>22L</b><br>32.6 | <b>21L</b><br>31.0 | <b>21L</b><br>31.0 | <b>22L</b><br>32.6 |



**Note:** The VITA VIONIC VIGO prefabricated tooth is a specially developed product with a design perfected for digital production processes. The teeth are shortened in the cervical area and the contact surfaces to the denture base are preconditioned for bonding. As a result, the ready-to-use teeth that can be directly taken from the packaging and bonded into the cavities of the digitally fabricated denture base.

**F:** Remarque : la dent préfabriquée VITA VIONIC VIGO est un produit qui a été spécialement conçu pour les processus de production numérique. Les dents sont raccourcies au niveau cervical et les surfaces de contact avec la base prothétique sont préconditionnées pour le collage. Les dents prêtes à l'emploi peuvent donc être collées directement depuis l'emballage dans les cavités de la base prothétique fabriquée numériquement.


**ES:** Nota: el diente VITA VIONIC VIGO preconfeccionado es un producto desarrollado especialmente para procesos de confección digitales. Los dientes están recortados por cervical y se han preacondicionado las superficies de contacto para facilitar la adhesión a la base de la prótesis. De esta manera se pueden adherir los dientes listos para usar, directamente del embalaje, a las cavidades de la base de la prótesis confeccionada digitalmente.

**I:** Avvertenza: VITA VIONIC VIGO sono denti protesici sviluppati specialmente per il processo di produzione digitale. La zona cervicale è accorciata e le superfici di contatto con la base protesica precondizionate per l'incollaggio. I denti pronti per l'uso possono essere prelevati direttamente dalla confezione e incollati nelle cavità della base protesica realizzata in modalità digitale.

Upper Anteriors | Antérieures maxillaires | Anteriores superiores | Anteriori superiori



Lower Anteriors | Antérieures mandibulaires | Anteriores inferiores | Anteriori inferiori



# VITAPAN® LINGOFORM DD FRAME

shades | couleurs | colores | colori:

6 x VITA classical A1–D4® (A1, A2, A3, A3.5, B3, D3)

## Posterior | Postérieures | Posteriores | Posteriori



|  |                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|--|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| VITAPAN<br>EXCELL<br>Anterior<br>Antérieures<br>Anteriores<br>Anteriori        | UJ / No.<br>mm | <b>043</b><br>43.1 | <b>045</b><br>45.1 | <b>049</b><br>49.1 | <b>T44</b><br>44.1 | <b>T46</b><br>46.2 | <b>T48</b><br>48.1 | <b>T50</b><br>50.0 | <b>R45</b><br>45.4 | <b>R47</b><br>47.0 |
|  | LJ / No.<br>mm | <b>L33</b><br>33.2 | <b>L35</b><br>35.3 | <b>L39</b><br>39.0 | <b>L33</b><br>33.2 | <b>L35</b><br>35.3 | <b>L37</b><br>37.3 | <b>L39</b><br>39.0 | <b>L35</b><br>35.3 | <b>L37</b><br>37.3 |
| VITAPAN<br>LINGOFORM<br>Posterior<br>Postérieures<br>Posteriores<br>Posteriori | UJ / No.<br>mm | <b>21L</b><br>30.1 | <b>22L</b><br>31.6 | <b>23L</b><br>34.2 | <b>21L</b><br>30.1 | <b>22L</b><br>31.6 | <b>22L</b><br>31.6 | <b>24L</b><br>35.8 | <b>22L</b><br>31.6 | <b>22L</b><br>31.6 |
|  | LJ / No.<br>mm | <b>21L</b><br>30.7 | <b>22L</b><br>32.1 | <b>23L</b><br>34.8 | <b>21L</b><br>30.7 | <b>22L</b><br>32.1 | <b>22L</b><br>32.1 | <b>24L</b><br>36.4 | <b>22L</b><br>32.1 | <b>22L</b><br>32.1 |

VITAPAN  
EXCELL

VITAPAN  
PLUS

VITAPAN  
LINGOFORM

VITA  
PHYSIODENS

VITAPAN

VITAPAN  
CUSPIFORM

VITAPAN  
SYNOFORM

VITA  
MFT

VITA VIONIC  
VIGO

VITA VIONIC  
FRAME

**More information on VITA PROSTHETIC SOLUTIONS is available at:**

F: Vous trouverez de plus amples informations sur les SOLUTIONS PROTHÉTIQUES VITA sous:

ES: Encontrará información adicional sobre las SOLUCIONES PROSTODÓNTICAS DE VITA en:

I: Per ulteriori informazioni sulle SOLUZIONI PROTESICHE VITA consultare:

[www.vita-zahnfabrik.com/prosthetic](http://www.vita-zahnfabrik.com/prosthetic)

**E:**

**Please note:** Our products must be used in accordance with the instructions for use. We accept no liability for any damage resulting from incorrect handling or usage. The user is furthermore obliged to check the product before use with regard to its suitability for the intended area of applications. We cannot accept any liability if the product is used in conjunction with materials and equipment from other manufacturers that are not compatible or not authorized for use with our product and this results in damage. The VITA Modulbox is not necessarily a component of the product. Date of issue of this information: 2023-06

After the publication of this information for use any previous versions become obsolete. The current version can be found at [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA Zahnfabrik has been certified and the following products bear the mark:

CE0124

VITAPAN® product range, VITA PHYSIODENS®, VITA MFT®, VITA VIONIC® product range

MD

**F:**

**N.B.** Nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrectes. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Date d'édition : 2023-06

Cette nouvelle édition de notice rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA Zahnfabrik est certifiée et les produits suivants portent le marquage :

CE0124

Gamme de produits VITAPAN®, VITA PHYSIODENS®, VITA MFT®, gamme de produits VITA VIONIC®

MD

**ES:**

**Nota importante:** nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados a la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La caja modular de VITA no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de estas instrucciones de uso: 2023-06

Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

La empresa VITA Zahnfabrik está certificada y los siguientes productos llevan el marcado:

CE0124

Familia de productos VITAPAN®, VITA PHYSIODENS®, VITA MFT®, familia de productos VITA VIONIC®

MD

**I:**

**Avvertenza:** I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d'uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verificano in conseguenza di incompetenza nell'uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare, prima dell'utilizzo, l'idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di questa informazione per l'uso: 2023-06

Con la pubblicazione di queste informazioni per l'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione attuale è disponibile nel sito [www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati:

CE0124

Linea di prodotti VITAPAN®, VITA PHYSIODENS®, VITA MFT®, Linea di prodotti VITA VIONIC®

MD

## VITA PROSTHETIC SOLUTIONS

### VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG

Spitalgasse 3  
79713 Bad Säckingen  
Germany

**Phone:** +49 7761 562-0  
**Hotline:** +49 7761 562-222  
**E-mail:** [info@vita-zahnfabrik.com](mailto:info@vita-zahnfabrik.com)

[www.vita-zahnfabrik.com](http://www.vita-zahnfabrik.com)



MD  
CE0124