

Sikkerhedsdatablad efter Arbejdsmiljølovgivningens regler.

1. Identifikation af materialet

Produktnavn: **CM-Loddemiddel Flux C** Varenr.: CM3030

Producent/Importør: Cendres & Metaux / DK DentalDepot A/S, Bygmarken 8
3520 Farum Tlf.: 3614 0000

Anvendelse: Loddevæske anvendes som flussmiddel ved ovnlodning.

2. Sammensætning

Vandig opløsning af borater og phosphater

Indhold	% (m/m)	CAS nr	Symbol	R/S sætning
Borsyre	12%	10043-35-3	Xn	R21/22 - 36/37/38
Borax	7%	1303-96-4	Xn	R62-63-36/37/38
Dinatriumhydrogenfosfat	12%	7558-79-4		
Natriumfosfat	4%	101001-89-0	Xi	R36/38

3. Fareindikation

Ved opvarmning (lodning) afgives stærkt irriterende dampe, der ved længere tids påvirkning kan forårsage kroniske forgiftningstilstande.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Generelt: Ved tilskadekomst vises denne brugsanvisning, eller etiketten på materialet.
Indånding: Frisk luft og hvile. Kontakt evt. en læge.
Hudkontakt: Fjern forurenede beklædning og vask grundigt med rigelige mængder vand og sæbe.
Øjenkontakt: Skyl straks med rigelige mængder varmt vand. Søg læge.
Indtagelse: Rens munden og giv rigeligt med vand at drikke til ikke bevidstløse personer. Fremkald opkastning. Transportér evt. til hospital.

5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler: Produktet kan ikke brænde
Farer ved brand:

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

Ved spild: Spild opsamles med engangsklude. Bortskaffes som anført i punkt 13.
Personlige værnemidler: Brug beskyttelsesbriller og handsker (latex eller vinyl).

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering: Undgå kontakt med hud og øjne. Bør anvendes under punktsug eller i stinkskaab.
Opbevaring: Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med eller i nærheden af nærings- og nydelsesmidler.

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

Eksponeringskontrol: Tilstrækkelig ventilation kræves
Personlige værnemidler: Beskyttelsesbriller
Generelt: Hænderne vaskes grundigt efter brug

DK
DENTALDEPOT

BYGMARKEN 8 Tlf. +45 3614 0000 DK-3520 FARUM www.dk-dentaldepot.dk

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende: væske Lugt: neutral Farve: farveløs pH: 7-8
Relativ vægtfylde: 1 g/ml Opløselighed (i vand):
Opløselighed (i andet): Smeltepunkt:
Damptryk: Flammepunkt: Kogepunkt:
Ekspl.egenskaber: Oxiderende egenskaber: Antændelighed:
Andet:

10. Stabilitet og reaktivitet

Afgiver ved stærk opvarmning giftige fluorholdige dampe.

11. Toksiologiske oplysninger

Indånding: Ved opvarmning (lodning) afgives dampe, som virker irriterende på øjne og åndedrætsorganer.
Hudkontakt: Kontakt med huden kan give rødme og smerte.
Øjenkontakt: Hvis produktet gnides i øjnene, vil det kunne forårsage irritation og rødme.
Indtagelse: Kan medføre kvalme og opkastninger.
Langtidsvirkning:

12. Miljøoplysninger

Produktet indeholder ikke miljøfarlige stoffer.

13. Bortskaffelse

Større mængder af produktet skal afleveres til destruktion. Produktet mærkes gruppe Z, laboratoriekemikalier i småemballage.

14. Transportoplysninger

UN Nr: Ikke transportfarligt gods.
National transport:

15. Oplysning om regulering

Ans. begrænsning: Må ikke anvendes af unge under 18 år, med mindre de unge er i et læreforhold, hvor brugen af produktet er nødvendig for uddannelsens gennemførelse.

Særlig uddannelse:

Mærkning: **CM-Loddemiddel Flux C**
R21/22 Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.
R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
S24/25 Undgå kontakt med huden og øjnene.



CM-Loddemiddel Flux C indeholder:
Borsyre og Borax

16. Andre oplysninger

Ovenstående oplysninger er baseret på vor nuværende viden og erfaring i relation til den form, hvori materialet er leveret. Oplysningerne er ment som en beskrivelse af vort produkt ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt og er ikke garanti for specifikke propositioner.