




# Argenco Y+

## Finer guldlegering



Indhold i %

Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Ga	Ir	Andre
2,0	-	34,9	30,0	-	-	3,0	30,0	-	x	-

x = mindre end 1%

<b>Farve:</b>	Gul		
<b>Vægtfylde:</b>	10,5 g/cm <sup>3</sup>		
<b>Hårdhed HV:</b>	<b>Efter påbrænding</b>	<b>Efter støbning</b>	<b>Hærdning</b>
	-	180	-
<b>0,2 % Strækgrænse:</b>	-	297 MPa	
<b>Elasticitetsmodul:</b>	51 GPa		
<b>Thermisk udvidelse:</b>	<b>25 - 500°C</b>	<b>25 - 600°C</b>	
	-	-	
<b>Smelteinterval:</b>	<b>Solidus</b>	<b>Likvidus</b>	
	1040°C	1120°C	
<b>Forvarmetemperatur:</b>	650-705°C		
<b>Brug af gammel støbekegle:</b>	Der skal tilføres mindst 1/3 nyt metal		
<b>Støbetemperatur:</b>	1210°C		
<b>Digle:</b>	Graft / Keramik / Glas		
<b>Udglødning / Hærdning:</b>	-		
<b>Lodning:</b>	LO		
<b>Indikationer:</b>	Finerkroner og indlæg		

Producent:

