



Strator 3

Finer guldlegering

Indhold i %

Au + Pt Met	Au	Pt	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Ir	Ru	Andre
40,0	20,0	-	19,95	40,0	-	-	4,0	16,0	-	0,05	-



Farve:	Lys gul	
Vægtfylde:	11,0 g/cm ³	
Hårdhed HV:	Efter støbning	Hærdet
	175	165
0,2 % Strækgrænse:	315 MPa	305 MPa
Elasticitetsmodul:	75 GPa	
Thermisk udvidelse:	25 - 500°C	25 - 600°C
	-	-

Smelteinterval:	Solidus 860°C	Likvidus 910°C
Forvarmetemperatur:	700°C max	
Brug af gammel støbekegle:	Der skal tilføres mindst 1/3 nyt metal	
Støbetemperatur:	1060°C	
Digle:	Keramik / glas	
Udglødning / Hærdning:	700°C / 10 min. Kyses i vand. 400°C / 15 min.	

Lodning: S.G. 810* / S.G.750*
*Cadmium-frit slaglod

Producent:  SWISS MADE