

Instrumenter og værktøj - Indhold:

A			
Adamstang	154	Krogh Poulsen instrument	152
Aderertang	154	Kroneholdere	153
All Stone II engangsartikulator	156	Kyvettetang	154
Ansigtbue	151	L	
Arbejdskasser	157	Le Crone instrument	152
Arcus ansigtbue	151	Luftpistol	157
Artikulator	151	Lup/pandelup	157
B		M	
Beskyttelsesbriller	157	Modelleringsinstrumenter	152
Bijou bunsenbrænder	157	O	
Brænder	155	Okkludatorer	156
Bunsenbrænder	157	Orbix	156
C		Overførselsled	151
CrownMaster	153	P	
D		Pandelup	157
DK Occludator	156	Pincetter	153
E		Profi-dent arbejdskasser	157
Engangsartikulator	156	PROTARevo artikulator	151
Engangsokkludator Sjødings	156	Protorch	155
Engangsskalpel	155	R	
F		Rebaseringsbøjle Sindos	156
Fladtang	154	S	
Flat engangsartikulator	156	Sakse	153
G		Sikkerhedsbriller	157
Gilletteblade	155	Sindos rebaseringsbøjle	156
Gipskniv	155	Sjødings engangsokkludator	156
Gipsspatel	154	Skaft nr. 3	155
Gipstang	154	Skalpelblade Gillette	155
GT3000S Protorch	155	Skalpeller	155
H		Spatler	154
Hulkæbetang	154	T	
I		Transferstand	151
Instrumenter	152	Tænger	154
Instrumenter og værktøj	151	Tykkelsesmålere	152
K		V	
KaVo artikulator	151	Voksknive	152
Kavo indstøbningsplader	151, 157	Z	
		Zahle instrument	152

Instrumenter og værktøj

KaVo

PROTARevo artikulator og Arcus ansigtsbue



ProtarEvo



Transferstand
KA1486



Overførselsled
KA1444 / KA1437



Protar indstøbningsplade
KA1409



Arcus ansigtsbuenes vidde reguleres trinløst, og placeringen foregår ved at ørepropperne føres ind i patientens øregange.



Fixpunkterne for placeringen af ansigtsbuen er patientens øregange.



Ansigtsbuenes arme låses fast i forhold til hinanden ved hjælp af en lille låsearm, hvorefter næsestøtten føres på plads og låses, ligeledes ved hjælp af en lille låsearm.



Arcus ansigtsbue

Et overførselsled placeres i klammer på ansigtsbuen, skrues fast, og ved hjælp af den sorte fingerskrue fikseres overførselsleddets to kugleled. Nu kan overførselsleddet skrues af ansigtsbuen og sendes til dentallaboratoriet.

"Klinisk tandtekniker pakke"

- 1 stk. Arcus ansigtsbue
- 1 stk. Transferstand
- 1 stk. PROTARevo 5 artikulator
- 1 pk. PROTAR indstøbningsplader

"Labpakke mini"

- 1 stk. PROTARevo 5 artikulator
- 1 stk. Transferstand
- 1 pk. PROTAR indstøbningsplader




Best. nr.

KA2750
KA1486
KA1199
KA1409

KA1199
KA1486
KA1409

3614 0000



Modelleringsinstrumenter til voks

	PR1114 Krogh Poulsen	1:1	Best. nr.
	PR1170 Le Crone	1:1	
	PR1345 Zahle	1:1	
Profi-dent Krogh Poulsen instrument			PR1114
Profi-dent Le Crone instrument			PR1170
Profi-dent Zahle instrument			PR1345

Voksknive

			
			
			
Profi-dent vokskniv stor m/hulrum		1:1	PR1324
Profi-dent vokskniv stor			PR1331
Profi-dent vokskniv lille			PR1317

Tykkelsesmålere


	metals		
	voks		
Tykkelsesmåler			DE1787
Tykkelsesmåler			DE1794

Pincetter



Profi-dent college pincet buet m/rillede kæber PR1044

Sakse



Profi-dent saks 14,5 cm PR1233


Kroneholdere



CrownMaster Kroneholder 12,5 cm DE3552
 Profi-dent kroneholder buet 12,5 cm PR1121
 Profi-dent kroneholder lige PR1128

Tænger

Profi-dent kyvettetang



40 cm

Best. nr.

PR1513



Profi-dent fladtang m/rillede kæber
 Profi-dent Adamstang m/hårdmetalkæber
 Profi-dent hulkæbetang
 Profi-dent aderertang
 Profi-dent gipstang

PR1086
 PR1541
 PR1548
 PR1002
 PR1107

Spatler



PR1100



PR1072

Profi-dent gipsspatel m/træskaft
 Profi-dent dobbelt metalspatel t/gips

PR1100
 PR1072

Skalpeller




DE1388




DE1395

Engangsskalpel D 15	Swan Morton sabre	buet	10 stk.	DE1388
Engangsskalpel E 11	Swan Morton sabre	spids	10 stk.	DE1395



DE3982

DE3975



Profi-dent skaft nr. 3 for skalpelblade				PR1261
Skalpelblade D 15	Swan Morton	buet	100 stk.	DE3982
Skalpelblade E 11	Swan Morton	spids	100 stk.	DE3975

Gipskniv



Profi-dent gipskniv m/åbner

PR1093

Protorch GT3000S Brænder

• Temperatur 1300° C

Protorch GT3000S



DE4045



Okkludatorer / Rebaseringsbøjler

DK Okkludator

- Forkromet bronze
- Stabil
- Sliddele kan udskiftes
- Dansk produceret

DK Okkludator



1 stk.

Best. nr.

DE3208

Sjødings engangsokkludator

Sjødings engangsokkludator



25 stk.

DE2977

Sindos rebaseringsbøjle

Massiv et-punkt-rebaseringsbøjle med konusfiksering til krævende arbejder

- Eksakt og stabil
- Håndteringsvenlig
- Let optisk kontrol af bidfiksering

Erkodent Sindos rebaseringsbøjle



1 stk.

EK1238

Engangsartikulatorer

All Stone

Partiel All Stone Artikulator
Fuldkæbe All Stone Artikulator50 sæt
50 sætDE5702
DE5703

Orbix

Orbix engangsartikulator
Orbix adapter100 stk.
200 stk.DE3278
DE3763

Argen Flat

Argen Flat engangsartikulator
Argen Slot engangsartikulator100 stk.
100 stk.DE9391
DE9392

Bunsenbrænder

Renfert Bijou bunsenbrænder t/ flaskegas



Best. nr.

960-0000

Tilbehør

Profi-dent arbejdskasser
5 farver - Hvid, grøn, gul, rød, blå

Profi-dent arbejdskasser

14 x 17,5 x 6 cm

gul, grøn, blå, hvid, rød

PR1023

Kavo indstøbningsplader



Pakke á 10 stk.

KA1409

Luftpistol



1371-0000

Pandelup 2,5 x Optivisor



DE3840

Profi-dent beskyttelsesbriller flexibel



- Farve: klar
- Leveres med regulerbare stænger til individuel tilpasning
- Slidfast over for fine partikler
- Dugger ikke

PR2486

Gå til indholdsfortegnelsen

Se resten af kapitlerne fra
Indkøbskataloget på

www.dkdenaldepot.dk/katalog