

## Sikkerhedsdatablad efter Arbejdsmiljølovgivningens regler.

### 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktnavn: Castogel (Ref: 52052)

Varenr.:

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet/blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelse: Duplikeringsmateriale til protesefremstilling.

Branche: Dentalbranchen

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør: DK DentalDepot A/S  
Bygmarken 8  
3520 Farum  
Tlf: 3614 0000  
E-mail: info@dkdentaldepot.dk

1.4 Nødtelefon 8212 1212 (giftlinien)

### 2. Fareindikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet/blandingen

CLP Klassificering: Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 (CLP).

Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger

#### 2.2 Mærkningselementer

Signalord: Bortfalder  
Indeholder: Ingen data  
H-sætninger: Bortfalder  
P-sætninger: Bortfalder

2.3 Andre farer Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

### 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

Stof	% (m/m)	CAS nr	CLP klassificering	Note
Glycerol	> 50 - < 70 %	56-81-5		

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Ingen særlige foranstaltninger nødvendige.  
Hudkontakt: vask med sæbe og vand.  
Øjenkontakt: Fjern eventuelle kontaktlinser. Skyl med rindende vand i mindst 15 minutter  
Indtagelse: Skyl munden og drik rigeligt med vand i små slurke. Søg straks lægehjælp.  
Øvrige oplysninger: Ved tilskadekomst vises denne brugsanvisning eller etiketten på materialet

#### 4.2 Vigtige symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen data

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomer. Sørg for, at lægeligt personale er informeret om det anvendte materiale og tager forholdsregler til beskyttelse af sig selv.

### 5. Brandbekæmpelse

#### 5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: CO<sub>2</sub>, slukningspulver, vandspraystråle, skum.

DK  
DENTALDEPOT

BYGMARKEN 8 TLF. +45 3614 0000 DK-3520 FARUM WWW.DKDENTALDEPOT.DK

Uegnede slukningsmidler: Fuld vandstråle.

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet/blandingen

I tilfælde af brand kan følgende frigives: Kulilte og kuldioxid

#### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Brug selvstændigt åndedrætsværn. Produktet i sig selv brænder ikke. Tilpas ildslukker og brandslukningsforanstaltninger til brand i miljøet.  
Bær beskyttelsestøj.

### 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

#### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Ingen data

For indsatspersonel: Ingen data

#### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes i kloaksystemet eller i vandløb.  
Må ikke udledes i undergrunden / jordbunden.

#### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles mekanisk. Materialet bortskaffes indsamlet i henhold til forskrifterne.

#### 6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkt 7 for sikker håndtering. Se punkt 8 for værnemiddeltype.  
Se punkt 13 for bortskaffelse.

### 7. Håndtering og opbevaring

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

Vask hænder før pauser og efter arbejde. Spis, drik eller ryg ikke i arbejdstiden.  
Fjern snavset eller gennemblødt tøj med det samme. Holdes væk fra fødevarer og drikkevarer.

#### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares køligt og tørt i tætsluttende beholdere.

#### 7.3 Særlige anvendelser

Ingen data

### 8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

#### 8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier:

Indholdsstof	Grænseværdi	Anmærkninger
Glycerol (tåge)	10 mg/m <sup>3</sup>	

Målemetode: Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejds-hygieniske målinger.

#### 8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til

eksponeringskontrol: Holdes væk fra føde- og drikkevarer og foderstoffer. Forurenet, gennemvædet tøj skal tages af med det samme. Vask hænder inden pauser og ved arbejdsophør. Undgå kontakt med huden.

Personlige værnemidler, beskyttelse af øjne/ansigt: Beskyttelsesbriller.

Personlige værnemidler, beskyttelse af hud: Der kan anvendes engangshandsker af nitrilgummi eller Butylgummi, såfremt handskerne skiftes straks efter, de er forurenet.

Personlige værnemidler, åndedræt: Ikke krævet.

Foranstaltning til begrænsning af

eksponering af miljøet: Ingen data

## 9. Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

**Tilstandsform:** Fast      **Farve:** Grøn      **Lugt:** Ingen      **Lugttærskel:** Ingen data      **pH:** Neutral  
**Smeltepunkt/frysepunkt:** 0° C      **Kogepunkt:** 100° C      **Flammepunkt:** Ingen data  
**Fordampningshastighed:** Ingen data      **Antændelighed:** Ingen data  
**Øvre/nedre antændelsesgrænser:** Ingen data      **Øvre/nedre eksplos.grænser:** Ingen data  
**Damptryk:** Ingen data      **Dampmassefylde:** Ingen data      **Relativ massefylde:** Ingen data  
**Opløselighed:** Uopløselig      **Fordelingskoefficient n-oktanol/vand:** Ingen data  
**Selvantændelsestemperatur:** Ikke selvantændeligt      **Dekomponeringstemperatur:** Ingen data  
**Viskositet:** Ingen data      **Eksplosive egenskaber:** Ikke eksplosivt      **Oxiderende egenskaber:** Ingen data  
**9.2 Andre oplysninger**      Ingen data

## 10. Stabilitet og reaktivitet

**10.1 Reaktivitet**      Ingen data  
**10.2 Kemisk stabilitet**      Ingen nedbrydning ved korrekt opbevaring og håndtering.  
**10.3 Risiko for farlige reaktioner**      Ingen kendte farlige reaktioner.  
**10.4 Forhold, der skal undgås**      Ingen ved korrekt opbevaring og håndtering.  
**10.5 Materialer, der skal undgås**      Ingen ved korrekt opbevaring og håndtering.  
**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter**      Ingen kendte.

## 11. Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet - oral: Ingen data  
Akut toksicitet - dermal: Ingen data  
Akut toksicitet - indånding: Ingen data  
Hudætsning/-irritation: Ingen data  
Alvorlig øjenskade/-irritation: Ingen data  
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Ingen data  
Kimcellemutagenitet: Ingen data  
Kræftfremkaldende egenskaber: Ingen data  
Reproduktionstoksicitet: Ingen data  
Enkel STOT - eksponering: Ingen data  
Gentagne STOT - eksponering: Ingen data  
Aspirationsfare: Ingen data  
Andre toksikologiske virkninger: Ingen data

## 12. Miljøoplysninger

**12.1 Toksicitet**  
Akut toksicitet: Ingen data  
**12.2 Persistens og nedbrydelighed**      Ingen data  
**12.3 Bioakkumuleringspotentiale**      Ingen data  
**12.4 Mobilitet i jord**      Ingen data  
**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**      Ingen data  
**Andre negative virkninger**      Ingen data

DK  
DENTALDEPOT

BYGMARKEN 8 TEL. +45 3614 0000 DK-3520 FARUM WWW.DKdentaldepot.dk

## 13. Forhold vedrørende bortskaffelse

### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

Tildeling af et affaldskodenummer i henhold til det europæiske affaldskatalog skal ske efter aftale med det regionale renovations-selskab.

Rester skal fjernes fra emballagen og ved tømning bortskaffes fuldstændigt i henhold til reglerne for affaldsfjernelse.

Ufuldstændig tømt emballage skal bortskaffes i den form for bortskaffelse, der er angivet af den regionale bortskaffelse.

## 14. Transportoplysninger ADR/RID

**14.1 UN-nummer**      Ikke underlagt ADR/RID regulativ  
**14.2 UN-forsendelsesbetegnelse**      Bortfalder  
**14.3 Transportklasse**      Bortfalder  
**14.4 Emballagegruppe**      Bortfalder  
Farenummer  
Tunnelrestriktionskode  
**14.5 Miljøfarer**      Nej  
**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**      Ingen data  
**14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden**      Ingen data

## 15. Oplysninger om regulering

**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet/blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**  
Særlige bestemmelser: Må ikke anvendes af unge under 18 år, med mindre de unge er i et læreforhold, hvor brugen af produktet er nødvendigt for uddannelsens gennemførelse.

**15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**      Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

## 16. Andre oplysninger

Ovenstående oplysninger er baseret på vor nuværende viden og erfaring i relation til den form, hvori materialet er leveret. Oplysningerne er ment som en beskrivelse af vort produkt ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt og er ikke garanti for specifikke egenskaber.