

Sikkerhedsdatablad efter Arbejds miljølovgivningens regler.

1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktnavn: Erkoskin Varenr.:

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet/blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse: Beskyttelsesfilm

Branche: Dentalbranchen

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør: DK DentalDepot A/S
Bygmarken 8
3520 Farum
Tlf: 3614 0000
E-mail: info@dkdentaldepot.dk

1.4 Nødtelefon 8212 1212 (Giftlinien)

2. Fareindikation

2.1 Klassificering af stoffet/blandingen

CLP Klassificering: Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 (CLP).

Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger

2.2 Mærkningselementer

Signalord: Bortfalder
Indeholder: Ammoniak.
H-sætninger: Bortfalder
P-sætninger: Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
Undgå udledning til miljøet.
Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Tilsmudset arbejdstøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
Udslip opsamles.
Indholdet/holderen bortskaffes i følge myndighedernes forskrifter.
2.3 Andre farer
Forarbejdningsdampe kan irritere luftveje, hud og øjne.
Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Stof	% (m/m)	CAS nr	CLP klassificering	Note
Ammoniakvand		1336-21-6		
Latex naturgummi		9006-04-6		

DK
DENTALDEPOT

BYGMARKEN 8 TLF. +45 3614 0000 DK-3520 FARUM WWW.DKDENTALDEPOT.DK

4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding: Rigelig tilførsel af frisk luft. I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadekomende lægges ned. Søg læge
Hudkontakt: Skal straks vaskes af med meget vand og sæbe. Ved vedvarende gener eller hudirritation søg læge.
Øjenkontakt: Skyl øjnene med åbent øjenlåg i 10 - 15 minutter under rindende vand. Søg læge.
Indtagelse: Lægeundersøgelse nødvendigt selv alene på mistanke om forgiftning
Øvrige oplysninger: Ved tilskadekomst vises denne brugsanvisning eller etiketten på materialet.

4.2 Vigtige symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

I tvivlstilfælde, eller ved vedvarende symptomer, søg læge. Forarbejdningsdampe kan irritere luftveje, hud og øjne.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandle symptomer. Sørg for, at lægeligt personale er informeret om det anvendte materiale og tager forholdsregler til beskyttelse af sig selv.

5. Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: CO2, skum, slukningspulver, vandtåge, vandspray.
Uegnede slukningsmidler: Ingen data

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet/blandingen

Ingen data

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Slukningsvand opsamles separat, må ikke udledes i kloak eller overfladevand.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Sikre tilstrækkelig udluftning. Alle mulige antændelseskilder fjernes. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.

For indsatspersonel: Anvend beskyttelsesudstyr. Anvend åndedrætsværn ved damp, støv og aerosoler.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke udledes i kloak eller vandmiljø. Må ikke udledes i jord eller undergrund.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syre- og universelle bindemidler) Behandle det optagne materiale i henhold til afsnittet om affald.
Rengør med rengøringsmiddel. Undgå rengøringsmidler opløsningsmidler.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkt 7 for sikker håndtering. Se punkt 8 for værnemiddeltype.
Se punkt 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

Produktet anvendes under udsugning. Beholderen lukkes efter brug. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brug af produktet. Undgå indånding af dampe eller spray/tåge.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares utilgængeligt for børn. Opbevares lukket på et køligt, godt ventileret sted. Låget skrues på umiddelbart efter brug. Holdes væk fra varme og beskyttes mod sollys.

7.3 Særlige anvendelser

Ingen data

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier:

Indholdsstof	Grænseværdi	Anmærkninger
Ammoniak	20 ppm / 14 mg/m ³	E

E betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi.

Målemetode: Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejds-hygjniske målinger.

8.2 Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til

eksponeringskontrol: Holdes væk fra føde- og drikkevarer og foderstoffer. Forurenet, gennemvædet tøj skal fjernes med det samme. Vask hænder inden pauser og ved arbejdsophør. Undgå kontakt med øjne og hud.

Personlige værnemidler, beskyttelse af øjne/ansigt: Tættsluttende beskyttelsesbriller.

Personlige værnemidler, beskyttelse af hud: Der bør anvendeshandsker. Engangshandsker af nitrilgummi kan anvendes, såfremt handskerne skiftes straks efter, de er forurenet.

Personlige værnemidler, åndedræt: Anvendes under udsugning.

Foranstaltning til begrænsning af

eksponering af miljøet: Må ikke udledes i kloak eller vandmiljø.

9. Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform: Væske Farve: Lilla Lugt: Ammoniak Lugttærskel: Ingen data pH: 10 -12
Smeltepunkt/frysepunkt: Ingen data Kogepunkt: 100° C Flammepunkt: Ingen data
Fordampningshastighed: Ingen data Antændelighed: Ingen data
Øvre/nedre antændelsesgrænser: Ingen data Øvre/nedre eksplos.grænser: Ingen data
Damptryk: Ingen data Dampmassefylde: 0,947 g/cm³ Relativ massefylde: Ingen data
Opløselighed: Fuldstændig Fordelingskoefficient n-oktanol/vand: Ingen data
Selv antændelsestemperatur: Ikke selv antændeligt Dekomponeringstemperatur: Ingen data
Viskositet: Ingen data Explosive egenskaber: Ikke eksplosivt Oxiderende egenskaber: Ingen data
9.2 Andre oplysninger Ingen data

10. Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet Polymerisation.
10.2 Kemisk stabilitet Ved stuetemperatur.
10.3 Risiko for farlige reaktioner Ingen farlige.
10.4 Forhold, der skal undgås Holdes væk fra varme og sollys.
10.5 Materialer, der skal undgås Ingen data
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Ingen

11. Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet - oral: Ingen data
Akut toksicitet - dermal: Ingen data
Akut toksicitet - indånding: Ingen data
Hudætsning/-irritation: Forårsager hudirritation.

DK DENTALDEPOT

BYGMARKEN 8 Tlf. +45 3614 0000 DK-3520 FARUM www.dkdentaldapot.dk

Alvorlig øjenskade/-irritation: Irriterer øjnene.
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: Irriterer luftvejene. Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Kimcellemutagenitet: Ingen data
Kræftfremkaldende egenskaber: Ingen data
Reproduktionstoksicitet: Ingen data
Enkel STOT - eksponering: Ingen data
Gentagne STOT - eksponering: Ingen data
Aspirationsfare: Ingen data
Andre toksikologiske virkninger: Ingen data

12. Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Akut toksicitet: Ingen data

12.2 Persistens og nedbrydelighed Ingen data

12.3 Bioakkumuleringspotentiale Ingen data

12.4 Mobilitet i jord Ingen data

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering Ikke relevant

Andre negative virkninger: Må ikke udledes i kloak eller vandmiljø.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Rester af produktet og opsamlet spild samt brugte emballager skal afleveres til destruktions- og mærket gruppe Z.

14. Transportoplysninger ADR/RID

14.1 UN-nummer Ikke underlagt ADR/RID regulativ

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse Bortfalder

14.3 Transportklasse Bortfalder

14.4 Emballagegruppe Bortfalder

Farenummer

Tunnelrestriktionskode

14.5 Miljøfarer Nej

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant

15. Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet/blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Særlige bestemmelser: Må ikke anvendes af unge under 18 år, med mindre de unge er i et læreforhold, hvor brugen af produktet er nødvendigt for uddannelsens gennemførelse.

Skadeligt for vand (WGK2).

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering Ingen data

16. Andre oplysninger

Ovenstående oplysninger er baseret på vor nuværende viden og erfaring i relation til den form, hvori materialet er leveret. Oplysningerne er ment som en beskrivelse af vort produkt ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt og er ikke garanti for specifikke egenskaber.