

Porcelæn - Indhold:

A		
Akzent Plus malefarver	69	
B		
Bleach guide.....	70	
C		
Cercon Ceram Kiss.....	59	
D		
Duceram Kiss.....	64	
E		
Easyshade.....	71	
Effektmasse fuldkeramik.....	56-59	
Effektmasse metalkeramik.....	61-64	
F		
Frakturer, reparation.....	72	
Fuldkeramik.....	55	
G		
GC Initial	65	
GC Initial IQ Lustre Pastes	66	
GC Initial IQ ONE SQIN	67	
GC Initial MC.....	63	
GC Initial Spectrum Stains	68	
GC Initial Zr-FS	58	
K		
Keramik reparation	72	
L		
Linear guide 3D Master.....	70	
Lustre Pastes ONE.....	66	
M		
Malefarver	68, 69	
Metalkeramik	60	
P		
Porcelæn	55	
R		
ReVeneer.....	72	
S		
Spectrum Stains	68	
SQIN GC Initial IQ.....	67	
T		
Toothguide 3D-Master	70	
V		
VITA Akzent® Plus.....	69	
VITA farveskalaer	70	
VITA LUMEX® AC.....	57	
VITA VM® 9.....	56	
VITA VM® 13	61	
VITA VMK Master®	62	

Porcelæn

Keramik til fuldkeramik

VITA VM® 9



VITA VM® 9 porcelænsmateriale med emaljeligende slidstyrke til tandteknikere, som ønsker at udføre fuldkeramiske restaureringer af høj kvalitet på en effektiv og økonomisk måde.

VITA LUMEX® AC



VITA LUMEX® AC er et leucitforstærket glaskeramik, som kan bruges på alle typer af fuldkeramiske materialer, såsom zirkonium, lithium disilikat og feldspat keramik.

GC Initial Zr-FS



GC Initial Zr-FS er et feltspat zirkoniumoxid keramik til påbrænding af zirkonium-stel. De naturlige optiske effekter og øget stabilitet efter flere brændinger gør den ideel til fremstilling af broer.

Cercon Ceram Kiss



Cercon Ceram Kiss er designet til brug på zirkonia (zirkoniumoxid) ved enkelttands- eller brorestaureringer. Cercon Ceram Kiss er et porcelæn, der specielt og udelukkende er udviklet til påbrænding af krone- og brostel i zirkoniumoxid.

VITA VM® 9

Udviklet specielt til fuldkeramiske restaureringer - kan påbrændes:

VITA YZ blanks og blokke med høj brudstyrke samt keramiske materialer med WAK 10,5 (25°C - 500°C).

VITA VM® 9 porcelænsmateriale med emaljeligende slidstyrke til tandteknikere, som ønsker at udføre fuldkeramiske restaureringer af høj kvalitet på en effektiv og økonomisk måde.

VITA VM® 9 keramik

Vita Classical og 3D Master farver

Enkeltpakninger til VM9

Base Dentin	
Dentin	
Emalje	ENL END
Window	WIN
Neutral	NT



Effektmasser enkeltpakninger til VM9

Effekt Liner	EL1 - EL2 - EL3 - EL4 - EL5 - EL6
Effekt Chroma	EC1 - EC2 - EC3 - EC4 - EC5 - EC6 - EC7 - EC8 - EC9 - EC10 - EC11
Mamelon	MM1 - MM2 - MM3
Effekt Emalje	EE1 - EE2 - EE3 - EE4 - EE5 - EE6 - EE7 - EE8 - EE9 - EE10 - EE11
Effekt Pearl	EP1 - EP2 - EP3
Effekt Opal	EO1 - EO2 - EO3 - EO4 - EO5
Chroma Plus	CP1 - CP2 - CP3 - CP4 - CP5
Korrektion	COR1 - COR2 - COR3
Gingiva	G1 - G2 - G3 - G4 - G5
Margin	M1 - M4 - M5 - M7 - M8 - M9

VM9 Væsker

VITA Modelleringsvæske	50 ml
VITA Modelleringsvæske	250 ml
VITA Opak modelleringsvæske	50 ml
VITA Opak modelleringsvæske	250 ml
VITA Pasta opak væske	15 ml



Best. nr.

VA8503
VM7006
VA2050
VA2057
VA3849

VITA LUMEX® AC

VITA LUMEX® AC er en leucitforstærket glaskeramik, som kan bruges på alle typer af fuldkeramiske materialer, såsom zirkonium, lithium disilikat og feldspat keramik.

VITA LUMEX® AC imponerer med god balance mellem translucens og chroma og giver et godt spil med skygge og lys intraoralt uden at virke grå.

VITA LUMEX® AC keramik

Vita Classical og 3D Master farver

Enkeltpakninger til LUMEX AC

Opakdentin	
Dentin	
Emalje	light - medium - intense - clear - fog



Effektmasser enkeltpakninger til LUMEX AC

Dentinmodifier	cloudy white - caramel - honey - copper - brown
Chroma-Intense	ivory - almond - hazelnut
Fluo-Intense	arctic white - cream - cappuccino - sand - sesame
Mamelon	saffron - honey melon
Margin	straw yellow - corn yellow
Translucent	smoky white - light blonde - misty rose - sunlight - sun intense - waterdrop - deep blue - foggy grey
Opal translucent	neutral - sky - azure
Pearl	shell
Korrektur	neutral - desert

LUMEX AC Væsker

Modelleringsvæske
Modelleringsvæske



50 ml
250 ml

Best. nr.

VA1644
VA1651

GC Initial Zr-FS

GC Initial Zr-FS er et feltspat zirkoniumoxid keramik til påbrænding af zirkonium-stel. De naturlige optiske effekter og øget stabilitet efter flere brændinger, gør den ideel til fremstilling af broer.

- Højt indhold af ren feltspat
- Stor æstetik på alle typer zirkoniumstel med høj trækstyrke
- Brændtemperatur på 810 ° C og korte køletider
- Fugtbevarende, høj stabilitet og glatte overflader
- Stor naturlig æstetik på Zr-stel med høj trækstyrke

GC Initial Zr-FS keramik

Vita Classical farver

Enkeltpakninger til Initial Zr-FS

Dentin	
Emalje	E57 - E58 - E59 - E60
Clear Fluorescence	CL-F
ClearWindow	CL-W



Effektmasser enkeltpakninger til Initial Zr-FS

Translucent	TN - TO
Translucent modifier	TM01 - TM02 - TM03 - TM04 - TM05
Emalje intensiv	EI11 - EI12 - EI13 - EI14
Emalje okkulsal	EO15 - EO16 - EO17
Emalje Opal	EOP1 - EOP2 - EOP3 - EOP4 - EOP Booster
Cervikal translucent	CT21 - CT22 - CT23 - CT24 - CT25
INside	IN41 - IN42 - IN43 - IN44 - IN45 - IN46 - ... IN51
Korrektur	COR
Glasur	GL
Gingiva	GM23 - GM24 - Lyst tandkød - mørkt tandkød

GC Initial Zr-FS Væsker

Modelleringsvæske



50 ml

Best. nr.

875712

Cercon Ceram Kiss

Cercon Ceram Kiss er et keramisk materiale udviklet specielt til påbrænding af zirkoniumstel udover en række individuelle anvendelsesmuligheder. Cercon Ceram Kiss er velegnet til brug på stel fremstillet af Cercon ht blanks. Med Cercon Ceram Kiss opnås enkelt og hurtig et æstetisk resultat.

Cercon Ceram Kiss keramik

Vita Classical farver

Enkeltpakninger til Cercon Ceram Kiss

Dentin	
Emalje	S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6



Effektmasser enkeltpakninger til Cercon Ceram Kiss

Translucent	TC - TR
White surface	WS
Standby	SBY
Emalje opal	OS1 - OS2
Opal effekt	sunrise - sunset - sky - ocean - fog
Power chroma	PC1 - PC2 - PC3 - PC4 - PC5 - PC6
Gray inside	GI
AiD	butter - corn - cream - chocolat - honey - lavender - marble
Korrektur	final kiss
Glasur	GL

Cercon Ceram Kiss Væsker

Modelleringsvæske
Modelleringsvæske
Modelleringsvæske



50 ml
250 ml
500 ml

Best. nr.

68272034
68272035
68272036

Keramik til metalkeramik

VITA VM® 13



VITA VM® 13 hører til den generation af påbrændingskeramik, som er meget finstruktureret. Den fine keramiske struktur giver meget homogene overflader, som er lette at forarbejde til en ensartet glat overflade.

VITA VMK Master®



VITA VMK Master® er et keramik, som kan bruges til alle typer påbrændingslegeringer. VITA VMK Master® er et meget translucert keramik med en god dybdevirkning. Lysreflektionen er meget lig den naturlige tand.

GC Initial MC



GC Initial MC keramik giver nye perspektiver for metalkeramiske restaureringer. Feldspatdelen og de fremragende lysoptiske egenskaber giver et højt æstetisk resultat.

Duceram Kiss



Duceram Kiss er kendetegnet ved stor farve-sikkerhed, robust og let behandling samt brændstabile opale skærekanter, der giver et høj niveau af æstetik.

VITA VM® 13

VITA VM® 13 er et lavt smelteligt keramik, som kan bruges til alle typer ædelmetal og ædelmetalreducerede påbrændingslegeringer samt til ikke ædelmetalholdige legeringer med WAK 13,8 (25-600°C).

VITA VM® 13 hører til den generation af påbrændingskeramik, som er meget finstruktureret, hvilket giver meget homogene overflader, som er lette at forarbejde til en ensartet glat overflade.

VITA VM® 13 Keramik

Vita Classical og 3D Master farver

Enkeltpakninger til VM® 13

Opak pulver	
Opak pasta	
Base Dentin	
Transpa Dentin	
Emalje	ENL END
Neutral	NT
Window	WIN



Effektmasser enkeltpakninger til VM13

Effekt Liner	EL1 - EL2 - EL3 - EL4 - EL5 - EL6
Effekt Chroma	EC1 - EC2 - EC3 - EC4 - EC5 - EC6 - EC7 - ... EC11
Mamelon	MM1 - MM2 - MM3
Effekt Emalje	EE1 - EE2 - EE3 - EE4 - EE5 - EE6 - EE7 - EE8 - ... EE11
Effekt Pearl	EP1 - EP2 - EP3
Effekt Opal	EO1 - EO2 - EO3
Chroma Plus	CP1 - CP2 - CP3 - CP4 - CP5
Korrektur	COR1 - COR2 - COR3
Skuldermasser	M1 - M4 - M5 - M7 - M8 - M9
Gingiva	G1 - G2 - G3 - G4 - G5 - Lyst tandkød - Mørkt tandkød

VM13 Væsker

VITA Modelleringsvæske	50 ml	VA8503
VITA Modelleringsvæske	250 ml	VM7006
VITA Opak modelleringsvæske	50 ml	VA2050
VITA Opak modelleringsvæske	250 ml	VA2057
VITA Pasta opak væske	15 ml	VA3849



Best. nr.

VA8503
VM7006
VA2050
VA2057
VA3849

VITA VMK Master®

VITA VMK Master® er et keramik, som kan bruges til alle typer ædelmetal og ædelmetalreducerede påbrændingslegeringer samt til ikke ædelmetalholdige legeringer med WAK 13,8 - 15,2 (25 - 600°C). VITA VMK Master® er et meget translucet keramik med en god dybdevirkning. Lysreflektionen er meget lig den naturlige tand.

VITA VMK Master®

Classical og 3D Master farver

Enkeltpakninger til VMK Master®

Wash opak
Opak pulver
Opak pasta
Opak Dentin
Dentin
Emalje

EN1 - EN2 - EN3



Effektmasser

Halsmasse	N1 - N2 - N3 - N4 - N5
Transluentmasse	T1 - T2 - T3 - T4 - T5 - T6 - T7 - T8
Window	WIN
Cervikal	CE1 - CE2 - CE3
Korrektur	COR1 - COR2
Skuldermasse	MN - M1 - M2 - M3 - M4 - M5
Dentin modifier	DM1 - DM2 - DM3 - DM4 - DM5 - DM6 - DM7 - DM8
Gingiva	G1 - G2 - G3 - G4 - G5
Luminary	LM1 - LM2 - LM3 - LM4 - LM5 - LM6

VMK Master Væsker

VITA Modelleringsvæske	50 ml
VITA Modelleringsvæske	250 ml
VITA Opak modelleringsvæske	50 ml
VITA Opak modelleringsvæske	250 ml
VITA Pasta opak væske	15 ml



Best. nr.

VA1084
VA1077
VA2036
VA2043
VA2092

GC Initial MC

GC Initial MC keramik giver nye perspektiver for metalkeramiske restaureringer. Feldspatdelen og de fremragende lysoptiske egenskaber giver et højt æstetisk resultat.

CTE er tilpasset alle konventionelle legeringstyper, uanset om de indeholder sølv, har et reduceret guldindhold eller er palladiumbaserede. NEM- legeringer kan let bruges til påbrænding med keramik.

GC Initial MC keramik

Vita Classical farver

Enkeltpakninger til Initial MC

Opak	
Opak pasta	
Opak Dentin	
Dentin	
Emalje	E57 - E58 - E59 - E60
Clear Fluorescence	CL-F
Clear Window	CL-W



Effektmasser enkeltpakninger til Initial MC

Transluent	TN - TO
Transluent modifier	TM01 - TM02 - TM03 - TM04 - TM05
Emalje intensiv	EI11 - EI12 - EI13 - EI14
Emalje okklusal	EO15 - EO16 - EO17
Emalje Opal	EOP1 - EOP2 - EOP3 - EOP4 - EOP Booster
Cervikal translucet	CT21 - CT22 - CT23 - CT24 - CT25
INside	IN41 - IN42 - IN43 - IN44 - IN45 - IN46 - ... IN51
Korrektur	COR
Glasur	GL
Gingiva	GM23 - GM24 - Lyst tandkød - mørkt tandkød

GC Initial MC Væsker

Modelleringsvæske	50 ml
Modelleringsvæske	250 ml
Opakvæske	50 ml
Opak pasta væske	8 ml



Best. nr.

870712
870722
870711
870700

Duceram Kiss

Duceram Kiss er et keramisk materiale til påbrænding af legeringer med CTE fra 13,8 - 15,4 (25 - 600 ° C).

Duceram Kiss er kendetegnet ved stor farvesikkerhed, robust og let behandling samt brændstabile opale skærekanter, der giver et højt niveau af æstetik.

Duceram Kiss keramik

Vita Classical farver

Enkeltpakninger til Duceram Kiss

Opak pasta
Dentin
Emalje

S1- S2 - S3 - S4 - S5 - S6



Effektmasser enkeltpakninger til Duceram Kiss

Transluent	TC - TR
White surface	WS
Standby	SBY
Emalje opal	OS1 - OS2
Opal effekt	sunrise - sunset - sky - ocean - fog
Power chroma	PC1 - PC2 - PC3 - PC4 - PC5 - PC6
Gray inside	GI
AiD	butter - corn - cream - chocolat - honey - lavender - marble
Korrektur	final kiss
Glasur	GL

Duceram Kiss Væsker

Modelleringsvæske
Modelleringsvæske
Modelleringsvæske




50 ml
250 ml
500 ml

Best. nr.

68272034
68272035
68272036

GC Initial



GC Initial IQ Lustre Pastes ONE V-Shades

GC Initial IQ Lustre Pastes ONE (LP ONE) er et feldspatbaseret keramisk materiale, klar til brug. Lustre Pastes ONE er velegnet til et bredt CTE-område - matcher alle GC Initial keramiske materialer og næsten alle andre typer keramik.

GC Initial IQ Lustre Pastes ONE er sammensat af fine keramiske partikler, den 3-dimensionelle pasta til bemaling giver farvedybde og naturtro gennemsigtighed i restaureringer. De kan anvendes i et tykkere lag som giver uovertruffen vitalitet og en meget naturlig glasure.

Lustre Pastes ONE, med forbedret fluorescens, er specielt udviklet til at booste fluorescensen af monolitiske restaureringer.

Alle Lustre Pastes ONE er fluorescerende på forskellige niveauer. Forøg fluorescensen med Lustre Neutral FLUO (L-NFL).

Lustre Pastes ONE er velegnet til intern og ekstern karakterisering af:

- Zirkonium stel (feks. Zirkonium Disk, ...)
- Lithium disilicat kroner (feks. LiSi Press, ...)
- Keramik med CTE mellem 6,9 og 13,3 (feks. Initial MC, Initial Zr-FS, ...)

V-Shades



Diluting Liquid (fortynder væske)
876449



Refresh Liquid (opfrsker væske)
876450



GC Initial IQ ONE SQIN

GC Initial IQ ONE SQIN er et keramisk koncept med høj æstetik ved mikro oplægning eller cutback på monolitiske kroner fremstillet af zirkoniumoxid eller lithiumdisilikat.

SQIN-keramik er en raffineret blanding af feldspat-baseret glas fremstillet til IQ ONE SQIN (mikro-layering) teknik.

- Unik anvendelses- og modelleringsegenskaber.
- Æstetisk keramik med selvglaserende egenskaber efter brænding.
- Kan lægges op i 0,1 – 0,6 mm lags tykkelse.

IQ SQIN Powders



Form og Texture væske



50 ml

Best. nr.

876495

GC Initial Spectrum Stains

ONE for All

GC Initial Spectrum Stains er universal malefarver og glasur til individualisering og karakterisering af keramiske materialer.



• Et bredt anvendelsesområde

Malefarverne og glasuren er udviklet til ekstern bemaling og glasering af keramiske materialer og intern individualisering ved oplægning af keramik. GC Initial Spectrum Stains spænder over et stort WAK-område og er perfekt tilpasset næsten alle typer dentalkeramik, især tilpasset det æstetiske farvekoncept i GC Initial keramik.

• Et bredt spektrum af farver

GC Initial Spectrum Stains er pulver stain, der findes 20 farver, som fremhæver æstetikken i dine restaureringer.

SPS-1		Initial Spectrum Stain SPS-1 - ivory white
SPS-2		Initial Spectrum Stain SPS-2 - melon yellow
SPS-3		Initial Spectrum Stain SPS-3 - signal yellow
SPS-4		Initial Spectrum Stain SPS-4 - light terracotta
SPS-5		Initial Spectrum Stain SPS-5 - savannah gold
SPS-6		Initial Spectrum Stain SPS-6 - caramel
SPS-7		Initial Spectrum Stain SPS-7 - camel
SPS-8		Initial Spectrum Stain SPS-8 - olive
SPS-9		Initial Spectrum Stain SPS-9 - brown
SPS-10		Initial Spectrum Stain SPS-10 - dark walnut
SPS-11		Initial Spectrum Stain SPS-11 - coral
SPS-12		Initial Spectrum Stain SPS-12 - denim blue
SPS-13		Initial Spectrum Stain SPS-13 - twilight
SPS-14		Initial Spectrum Stain SPS-14 - deep orange
SPS-15		Initial Spectrum Stain SPS-15 - sunset
SPS-16		Initial Spectrum Stain SPS-16 - midnight

Flasker á 3 g



Disse indgår ikke i Spectrum Stains sortimentet

VITA Akzent® Plus Malefarver

Anvendelsesområde:

Med VITA Akzent® Plus malefarver kan brugeren gennem overfladebemaling enkelt og sikkert efterligne farveeffekter og anomaliteter og herved opnå optimal farvenuancering i keramiske arbejder. VITA Akzent® Plus malefarver er universal og kan anvendes på samtlige porcelænsmasser uafhængig af CTE. Akzent Plus malefarverne er ikke beregnet til indfarvning af grund- eller kernemasser (Opak/Core).

Egenskaber:

VITA Akzent® Plus malefarver (EFFECT STAINS) er finkornede, farveintensive og let fluorescerende samt farvestabile og bemærkelsesværdigt slidstærke.

Malefarverne kan blandes indbyrdes. Allerede ved påmalingen er den endelige farvevirkning synlig.

BODY STAINS har en særligt gennemskinnelig finish og er særligt velegnet til overfladefarvning, hvis grundmaterialets farveeffekt skal ændres. BODY STAINS giver effekten af et tyndt farvefilter. Takket være den tixotropiske konsistens kan BODY STAINS let påføres tværs over store områder.

Afhængig af kravene er der tre forskellige glasurmateriale til rådighed til homogen glasur.

- GLAZE er velegnet til fremstilling af en glaslignende overflade.
- GLAZE LT (lav temperatur) er til keramik med brændtemperaturer under 850 °C.
- FINISHING AGENT er det perfekte materiale til at skabe en silkeagtig mat og forsegle overflade.

CHROMA STAIN - til ændring af chroma på base materialet indenfor en farve eller lyshedsgruppe.



VITA Akzent® Plus Effekt Stains



VITA Akzent® Plus Body Stains



VITA Akzent® Plus Chroma Stains



VITA Akzent® Plus sortiment
 VITA Akzent® Plus Effekt Stain
 VITA Akzent® Plus Body Stain
 VITA Akzent® Plus Chroma Stain
 VITA Akzent® Plus glasur
 VITA Akzent® Plus LT glasur
 VITA Akzent® Plus finishing agent
 VITA Akzent® Plus væske
 VITA Akzent® Plus farveskala
 VITA Akzent udrøringsplade

ES01 - ES02 - ES03- ES04 - ES05 - ES06 -ES14
 BS01 - BS02 - BS03 - BS04 - BS05
 CSA - CSB - CSC - CSD
 Akz 25
 Akz Glaze LT
 Akz 26

19 farver

Vita Farveskalaer



VITA Toothguide 3D-Master farveskala med bleach skala

Med VITA Toothguide 3D-Master farveskalaen, kan man finde alle naturlige tandfarver præcist og systematisk.

Best. nr.: VA7614



VITA Bleach guide 3D Master

Med VITA Bleach guide 3D-Master farveskalaen, kan man finde alle naturlige tandfarver præcist og systematisk. Bleach skalaen giver dig mulighed for at finde farven på blegede tænder. Lige så enkelt og præcist som med resten af 3D-Master skalaen.

Best. nr.: VA6656



VITA Linear guide 3D Master

Med VITA Linear guide 3D-Master kan du bestemme korrekt tandfarve hurtigt og præcist.

- Klassisk, lineær håndtering og enkelt at bruge.

Best. nr.: VA8776



VITA Classical

Den klassiske farveskala fra VITA
Arrangeret i farvegrupper:

- A1-A4
- B1-B4
- C1-C4
- D2-D4

Best. nr.: VA1959

VITA Easyshade® V – Bleach funktion

Professionel dokumentation og enkel patientkommunikation ved Bleach-behandling.



Frakturer i keramikken?

Ingen panik!

Løsningen er enklere end tidligere, med omgående lettelse for både tandlæge og patient. **ReVeneer™** er et genialt system, bestående af primer og reparationspasta. I de fleste tilfælde undgås en omlavning af kronen eller broen.

Æstetisk, blivende, sikkert og syrefrit



Oprindeligt udseende



Endeligt udseende

To unikke produkt fordele leder til et fantastisk æstetisk resultat.

ReVeneer basens grønne farve gør præcis applikation mulig. Farveskift fra grøn til klar indikerer, når polymeriseringen er fuldstændig.



ReVeneer™ fordele:

- Ingen syreætsning (hverken flus- eller fosforsyre); sikker til intraoralt brug
- Intet silan som primer (hydrolytisk nedbrydelse af primer i munden er mulig)
- Ekstrem stor bindingsstyrke
- Tidsbesparende
- Kan anvendes universelt
- Testet og optimeret til alle for tiden anvendte keramikker (feldspat- og glaskeramik, pressekeramik, zirkoniumoxyd). Brug af konventionel polymeriseringslampe (halogen-, LED-, plasmalys) er muligt.



Schütz ReVeneer™ adhedsiv / opak sæt

- 1 sprøjte (1g) ReVeneer™ base
- 1 flaske (3ml) ReVeneer™ primer
- 1 sprøjte (3g) ReVeneer™ opak universal lys
- 1 sprøjte (3g) ReVeneer™ opak universal mørk
- 1 børsteholder
- 6 engangsbørster
- 12 sprøjtespidser (0,9X13mm)

Best. nr.: DE5514