

Pressteknik - Indhold:

B

Bideskinner..... 146

E

Erkoboks 150

ERKODENT materialer 146, 148-150

ERKODENT Occluform-3 145

ERKODENT vakuum pressemaskine 145

ERKODENT varmpistol 150

Erkodur 146

Erkoflex 146

Erkoform-3d Motion 145

Erkolen 146

Erkoloc pro 147

Erkoplast PLA-W 147

Erkoskin 147

F

Fyldningsgranulat 148

H

Hot-air burner 150

L

Lisko polérere..... 148

M

Magnet 148

O

Occluform-3d..... 145

P

Playsafe Tandbeskytter..... 149

Playsafe Triple 150

Pressemaskine..... 145

Pressteknik..... 145

S

Silensor snorkeskinner 148

Snorkeskinner 148

Splintboks..... 150

Sportstandbeskytter 149

Stikfræser 148

T

Tandbeskytter 146, 149, 150

Transportboks..... 150

U

Udblokningsmateriale 147

V

Varmepistol..... 150

Presseteknik

ERKODENT Vakuumpressemaskine - Uden trykluft

Erkoform-3d Motion vakuumpressemaskine med ekstra vakuumpumpe og touch display:

- Kræver ikke brug af trykluft - "plug and play"!
- Ingen forvarmning; varmelegemet er straks på opvarmnings-temperatur og automatisk thermoformning
- Øjeblikkelig vakuumpumpe, opbygget før thermoformningsprocessen
- Bedre plads til høje modeller
- Fuldstændig fri adgang til modellen under varmebehandlingen
- Praktisk enhåndsfiksering af folie med tykkelser mellem 0,5 og 5 mm

Touch display

- Forprogrammeret til alle Erkodent thermoformningsmaterialer
- Displaystyret betjening som signalerer alle nødvendige arbejdsstrin
- Vælg folietype, tykkelse og tryk start
- Mulighed for manuel betjening uden tab af basisprogrammer
- Display informerer om arbejdsproces og resterende tid
- Sikkerhedsafbryder efter 10 sek., hvis arbejdsprocessen afbrydes



Pressemaskine kan anvendes til:

- Individuelle aftryksskeer og basisplader
- Okklusale skinner
- Snorkeskinner
- Bidskinner
- Provisoriske kroner og broer
- Blegeskinner
- Tandbeskyttere
- Transparente skinner til bøjler

Best. nr.: EK1651

ERKODENT Occluform-3

Apparatet adskiller sig fra tidligere udgaver i det sagittale område. De aktuelle gældende middelværdier for artikulatorer er tilgodeset. Apparatet arbejder med en Balkwil vinkel på 20° og en Bonwill trekant med en benlængde på 115 mm.

Occluform-3D:

- Eneste occludator, der kan monteres direkte på foliepressemaskine
- Anvendelig i alle tilfælde, hvor der kræves modbid
- Skånsom overfor materialerne
- Ingen indstøbning (gipsfri)
- Modbid og formning i een arbejdsgang



Best. nr.: EK1343

ERKODENT - Materialer til pressteknik

ERKODENT Erkoflex


- Transparent
- Gummiagtigt, blødt materiale til ortodontisk apparatur, tandbeskyttere og duplikering af modeller
- Diameter: 120 mm.
- **Kan hjemtages på bestilling i farver**



Erkoflex	Tykkelse	Diameter	Antal plader	Best. nr.
Erkoflex Bleach	1,00 mm	Ø 120 mm	20 plader	EK1462
Erkoflex	1,00 mm	Ø 120 mm	20 plader	EK1063
Erkoflex	1,50 mm	Ø 120 mm	10 plader	EK1329
Erkoflex	2,00 mm	Ø 120 mm	10 plader	EK1049
Erkoflex	3,00 mm	Ø 120 mm	10 plader	EK1042
Erkoflex	4,00 mm	Ø 120 mm	10 plader	EK1056
Affedtning til Playsafe			50 ml	EK1546

ERKODENT Erkolen

- Til fremstilling af støbeobjekter, kroner, hætter m.v.
- Pladsholder til individuelle skeer
- Forbinder sig ikke med akryl



Erkolen	1,00 mm	Ø 120 mm	20 plader	EK1273
---------	---------	----------	-----------	--------

ERKODENT Erkodur

- Glasklar
- Til korrektionsskinner, bidskinner, provisoriske kroner og broer
- Guideskinner
- Forbinder sig med akryl



Erkodur-S til Playsafe	0,80 mm	Ø 120 mm	20 plader	EK1497
Erkodur	0,80 mm	Ø 120 mm	20 plader	EK1390
Erkodur	1,00 mm	Ø 120 mm	20 plader	EK1392
Erkodur	1,50 mm	Ø 120 mm	10 plader	EK1511
Erkodur	2,00 mm	Ø 120 mm	10 plader	EK1098
Erkodur	3,00 mm	Ø 120 mm	10 plader	EK1189
Erkodur	4,00 mm	Ø 120 mm	10 plader	EK1336
Erkodur	5,00 mm	Ø 120 mm	10 plader	EK1637
Erkodur A1*	0,60 mm	Ø 120 mm	20 plader	EK1476

* Tandfarvet - særligt velegnet til langtidsprovisorie

Best. nr.

ERKODENT Erkoloc PRO

- Til bidskinner
- Blød underside, hård overside
- Forbinder sig med akryl



Erkoloc pro	1,30 mm	Ø 120 mm	20 plader	EK1029
Erkoloc pro	2,00 mm	Ø 120 mm	10 plader	EK1030
Erkoloc pro	3,00 mm	Ø 120 mm	10 plader	EK1560
Erkoloc pro Blu	3,00 mm	Ø 120 mm	10 plader	EK1581
Erkoloc pro	4,00 mm	Ø 120 mm	10 plader	EK1609
Erkoloc pro Blu	4,00 mm	Ø 120 mm	10 plader	EK1616
Erkoloc pro	5,00 mm	Ø 120 mm	10 plader	EK1623

Best. nr.

ERKODENT Erkoplast PLA-W

- Til individuelle aftryksskeer
- Meget formstabil
- Farve: opak hvid



Erkoplast PLA-W	4 mm	Ø 120 mm	10 plader	EK1259
-----------------	------	----------	-----------	--------

ERKODENT Erkogum

- Modellerbart gummimateriale til underskæringer



Erkogum			0,4 kg	EK1091
---------	--	--	--------	--------

ERKODENT Erkoskin - pladsholder til blegeskinner

- Selvhærdende silikone
- Permanent elastisk
- Hurtigt tørrende
- Nem at fjerne
- Kan endvidere anvendes til afdækning ved sandblæsning og ved ætsning af keramik



Erkoskin			50 ml	EK1350
----------	--	--	-------	--------

SILENSOR® Snorkeskinner

Består af to skinner til henholdsvis over- og underkæbe forbundet med et hængsellet i siden. Kæbebevægelse er stadig muligt, dog ikke tilbagefald og nedsynk af under-kæben. Derved sænkes lufthastigheden, og muligheden for flaksen af vævsdele (snorken) formindskes.



Best. nr.

- Silensor, sæt til to snorkeskinner
- Silensor, forbindelsesdele
- Silensor fræser til gips
- HM fræser til Silensor

	1 pk	EK1518
	1 ark	EK1567
	1 stk.	EK1630
110 837	1 stk.	EK1225

ERKODENT Lisko polérere

Lisko polérere til akryl:

- Anvendes til slibning af blødtblivende akryl og bidskinner

Lisko-S / B: Turkis / Brun

- Fast struktur, derfor længere holdbarhed
- Velegnet til afrunding og efterpolering
- 4.000 - 10.000 omdr./min

Lisko: Brun / hvid

- Velegnet til at fjerne materiale
- Max. 4.000 omdr./min

Liskoid: Blå

- Velegnet til forpolering af alle interdental områder



EK1078 EK1077



EK1203 EK1308



EK1539

ERKODENT Fræsere

Stikfræser specialfræser til udskæring i folier / akryl
Spiralbor

	110836	1 stk.	EK1224
1,0 mm	110876	1 stk.	EK1231

Fyldningsgranulat

Anvendes til at fylde underskæringer og begrænse modelhøjden. Randede kanter for at undgå små revner i tynd folie. Fint granulat for stabil fiksering af stamper uden stifter.



Fyldningsgranulat	1,3 kg	EK1084
-------------------	--------	--------

On-off magnet


ERKODENT on-off magnet



EK1087

Playsafe Tandbeskytter


Playsafe tandbeskytter passer nøjagtigt i munden og beskytter tænderne ved actionfyldte sportsgrene.



Playsafe heavy-pro, 3 lag med hård kerne, velegnet til:

- | | | |
|----------|----------------|----------|
| Ishockey | Floorball | Boksning |
| Karate | Rulleskøjteløb | |
| Squash | | |


Til sportsgrene med risiko for ekstreme slag fra hårde og spidse genstande direkte på mund og kæbe.



Playsafe light-pro, 3 lag med hård kerne, særlig velegnet til børn:

- | | | |
|----------|----------------|----------|
| Ishockey | Floorball | Boksning |
| Karate | Rulleskøjteløb | |
| Squash | | |


Til sportsgrene med risiko for ekstreme slag fra hårde og spidse genstande direkte på mund og kæbe.



Playsafe medium, 2 lag:

- | | | |
|------------|---------|----------|
| Boksning | Cykling | Judo |
| Brydning | Ridning | Boldspil |
| Motorcross | | |

Til sportsgrene med risiko for slag fra store flader direkte på mund og kæbe.



Playsafe light, 2 lag, særlig velegnet til børn:

- | | | |
|------------|---------|----------|
| Boksning | Cykling | Judo |
| Brydning | Ridning | Boldspil |
| Motorcross | | |


Playsafe light beskytter generelt antagonistens f.eks. ved sportsgrene, hvor der skal bæres hjelm.



Ring for farver og priser på Playsafe Tlf.: 3614 0000

Playsafe Triple Tandbeskytter

Playsafe triple pladen er allerede i tre lag. Det ydre og indre lag er blødt med det hårde lag imellem. Termoform én gang. Lad skinnen afkøle, derefter udtages den af maskinen og færdiggøres. Fås i samme farver som den almindelige Playsafe. Findes i to tykkelser 5,5 mm og 4,1 mm.



5,5 og 4,1 mm

Best. nr.

Playsafe Triple startset

EK1708

Playsafe Triple sæt



Bestillingsvare

EK1710

ERKODENT Transportboks

Splintboks
Erkoboks




1 stk.
1 stk.

EK1574
EK1595

ERKODENT Varmepistol

Hot-air burner (varmepistol)



EK1671

ERKODENT tang

Tang

EK1715

