

Voks - Indhold:

A		
Anutex voks.....	140	
B		
BEGO voks.....	141	
BEGO voks og vokstråd.....	141	
D		
Die-Bloc.....	143	
Dyppevoks.....	142	
E		
Easyform.....	143	
Elektrisk voksinstrument.....	142	
ERKODENT støbestifter.....	140	
H		
Hotty voksvarmer.....	142	
K		
Klæbevoks.....	140	
Kronevoks.....	141	
L		
Lyshærdende gel.....	143	
P		
Pladevoks.....	140	
PremEco® Line voks.....	140	
Primopattern.....	143	
R		
Renfert Hotty.....	142	
Rød pladevoks	140	
S		
Støbestifter.....	140	
T		
Tenacetin voks	140	
U		
Udblokningsmateriale	143	
Udblokningsvoks.....	141	
Utility voks.....	140	
V		
Voks	140	
Voksdyppekar	142	
Voksstøbestifter	140	
Vokstråd	141	
W		
Waxlectric Light I.....	142	

Rød pladevoks

Kemdent Tenacetin voks
Kemdent Tenacetin voks
Kemdent Anutex voks
Kemdent Anutex voks
Kemdent utility voks



2500 g
500 g
2500 g
500 g
500 g

Best. nr.

DE1892
DE1899
DE1822
DE1829
DE5771

Merz PremEco® Line voks



Copyright © Merz Dental *

2200 g

1030075

* Alle billeder af Merz produkter er underlagt copyright bestemmelser.

Klæbevoks

Kemdent klæbevoks

80 stk





500 g

DE1885

ERKODENT Voksstøbestifter

Voksstøbestifter med rundt eller pæreformet reservoir



Støbestifter, runde
Støbestifter, runde

736010
736014

Ø 6,5 mm
Ø 8 mm

200 stk.
200 stk.

EK1133
EK1140

Støbestifter, pæreformede
Støbestifter, pæreformede

736202
736204

Ø 6 mm
Ø 8 mm

100 stk.
100 stk.

EK1112
EK1126

Kronevoks- og indlægsvoks

Renfert

Kronevoks

GEO Crowax


medium hård blue transparent 80 g

475-0200

GEO Classic
GEO Classic

hård blue transparent 75 g
hård mint transparent 75 g

497-1200
497-1300



Bego

Kronevoks

40111

blå



70 g

BE1137

Erkodent

Erkodent udblokningsvoks

Specialvoks med et meget højt smeltepunkt til udblokning af blærer i gips ved thermoformningsteknik



Erkodent udblokningsvoks
Erkodent udblokningsvoks

oxid-fri
opak

farveløs
lilla

50 g
50 g

EK1448
EK1445

Bego vokstråd

Vokstråd rund 250 g
Vokstråd rund 250 g
Vokstråd rund 250 g
Vokstråd rund 250 g
Vokstråd rund 250 g



2,5 mm
3,0 mm
3,5 mm
4,0 mm
5,0 mm

BE1423
BE1311
BE1318
BE1325
BE1332

Renfert GEO dyppevoks

- Høj stabilitet
- Lav kontraktion
- Oxydfri
- Plastificeret
- Nem at forarbejde
- Arbejdstemperatur 95 - 100°C



200 g

Best. nr.

482-3000

Renfert GEO dyppevoks gul

Renfert Hotty LED

Voksdyppekar med en styrbar arbejdstemperatur til sikker opvarmning af dyppevoks. Den skrå kant på karet sikrer, at voksen drypper tilbage i karet.

LED Display:

- Viser den aktuelle temperatur i °C
- Stort lysdisplay
- Vælg selv temperatur 60° – 110° C



1461-0000

Renfert Hotty voksvarmer

Waxlectric Light I

Fordelene ved et elektrisk voksinstrument er:

- Kvalitet
- Hurtighed
- Enkelhed

Lettere opmodellering på model, da voksspidsen har en konstant temperatur. Individuel opvarmning af instrument og voks er ikke længere nødvendigt.



2150-0000

Waxlectric inklusiv vokskniv 0102

Voksknive til Waxlectric light



Voksknivene kan bestilles på tlf.: 3614 0000, leveringstid ca. 8 dage

Lyshærdende gel

Primopattern gel

Primopattern er lyshærdende og et klar-til-brug en-komponent-materiale, der leveres som modelleringsgel. Som en universel komposit modelleringsresin er Primopattern designet til en lang række dentale anvendelser:

- Fiksering af broer (må ikke anvendes oralt)
- Kopifræsning (CAD/CAM)
- Kan anvendes direkte fra sprøjten
- Formstabil og spændingsfrit
- Let at bearbejde og påføre
- Lugtfri
- Indeholder ikke methyldimethylacrylat
- Brænder ud uden askedannelse



Primo gel

rød

3 g

DE5995

Easyform LC gel

Easyform LC er lyshærdende, et klar til brug en-komponent-materiale, der er tilgængelig som modellerings gel.

Som en universel komposit modelleringsresin, er Easyform LC designet til en lang række dentale anvendelser:

- Fiksering af broer (må ikke anvendes oralt)
- Kopifræsning (CAD/CAM)
- Kan anvendes direkte fra sprøjten
- Formstabil og spændingsfrit
- Let at bearbejde og påføre
- Lugtfri
- Indeholder ikke methyldimethylacrylat
- Brænder ud uden askedannelse



Easyform LC gel

rød

3 x 3 g

DE8467

Yeti die-Bloc

DIE-BLOC er et lyshærdende udblokningsmateriale:

- til brug med alle SPACERS - opbygger ikke nogen dispersionslag
- præcis påføring grundet dens væske- og pasta-konsistens
- termostabilitet ved fremstilling af laminerede mundbeskyttere
- fås i klar-til-brug sprøjte

Die-bloc



2 ml

8055

Se resten af kapitlerne fra
Indkøbskataloget på

www.dkdenaldepot.dk/katalog